



RYZRAIRBOOTS

User Manual

EN | DE | FR | ES | IT | PL



NOW YOU
ARE A
RYZR

SAFETY AND WARNING INFORMATION

The RYZR Airboots are a modern massage device with electrical components. They have been designed to operate safely and reliably. However, please note that improper use or maintenance may lead to injury or technical issues.

To ensure safe use of your RYZR Airboots, please read the following safety information carefully and in full before first use.

Contraindications

The RYZR Airboots are intended for use by healthy adults and are particularly suitable for recovery after physical activity or a long day. If you are currently undergoing medical treatment or are unsure whether the device is suitable for you, please consult your doctor before use – especially if you have recently had surgery or have any pre-existing medical conditions.

Do not use the device in the following cases:

- Respiratory conditions such as pulmonary oedema or chronic pulmonary insufficiency
- Heart failure, severe cardiac conditions or cardiac pacemakers
- Thrombosis, blood clotting disorders, inflammatory venous conditions
- Wounds, infections or inflammatory skin conditions in the application area
- Arterial circulatory disorders or advanced arteriosclerosis
- Pregnancy – no clinical studies on use during pregnancy are available
- Recent skin grafts
- Kidney disorders accompanied by oedema
- Implants or artificial joints in the direct application area
- Tumours, fractures, severe pain or numbness in the legs

General Notes on Use

- Use the RYZR Airboots exclusively on the legs.
- Keep the RYZR Airboots out of reach of children. Please ensure that children do not use or play with the RYZR Airboots unsupervised.
- Persons with limited physical or cognitive abilities should only use the RYZR Airboots under supervision.
- Do not consume alcohol before use.
- In case of symptoms such as pain, shortness of breath, dizziness or bruising: stop use immediately and seek medical advice.
- Adopt a comfortable, relaxed position – slightly elevating the legs may enhance the effect.
- We recommend starting at the lowest pressure level and increasing gradually.



RYZR Airboots comply with applicable EU safety, health, and environmental protection requirements.

Additional safety instructions

- Do not make any technical modifications to the device. Modifications may cause safety hazards or malfunctions and may void the warranty.
- If discomfort occurs during use, you can activate the emergency relief valve at any time. This immediately releases the pressure, allowing you to safely remove the Airboots. Afterwards, set the valve back to “OFF”.
- Do not use the RYZR Airboots near flammable gases, heat sources or strong electromagnetic fields.
- Protect the RYZR Airboots from moisture, corrosive liquids and dust. No liquid must enter the device.
- Do not place sharp objects (e. g. needles) near the RYZR Airboots.
- Keep the RYZR Airboots away from children and pets – risk of suffocation and strangulation!
- Regularly remove dust and lint from the controller and hose connections – preferably with a dry cloth.
- Do not use the RYZR Airboots while sleeping.
- Check the condition of your RYZR Airboots before each use. Do not use them if you detect leaks or visible damage.
- Ensure that the zips are closed and any accessories on feet or ankles are removed before starting the RYZR Airboots.
- Do not use the RYZR Airboots together with other electronic devices or medical equipment. This may cause malfunctions.
- In the event of technical problems or malfunctions, switch off the RYZR Airboots and contact RYZR Customer Service.
- Do not drop the RYZR Airboots or subject them to impacts.
- Ensure suitable environmental conditions during use (5–40 °C, max. 90 % humidity, max. 3,000 m altitude).
- Do not machine wash the RYZR Airboots. If necessary, gently wipe the surface with a damp cloth and mild detergent. Avoid getting liquid into the air connections.
- The RYZR Airboots must not be wrung out, ironed, tumble-dried or dried with other heat sources. Do not use bleach.

Safety Instructions for Lithium-Ion Batteries

- Use only the batteries supplied with your RYZR Airboots.
- Do not open, disassemble or deform the battery – risk of short circuit, fire or explosion.
- Keep the battery away from fire, heat sources, direct sunlight and water.
- Do not store batteries together with metal objects (e. g. keys, chains, hairpins).
- If the battery swells, overheats, leaks, becomes deformed or emits an unusual odour, stop using it immediately and contact RYZR Customer Service.
- If battery fluid leaks, avoid skin and eye contact. If the fluid contacts skin, rinse thoroughly with water immediately and seek medical advice if symptoms persist. If it contacts eyes, do not rub, rinse immediately and thoroughly, and seek medical attention urgently – the fluid may cause severe eye injuries or blindness. Remove any clothing that has come into contact with the fluid immediately and rinse the skin thoroughly.
- If you do not use your RYZR Airboots for an extended period, recharge the battery approximately every three months to preserve its lifespan.
- Always keep batteries out of reach of children. Swallowing or improper handling may cause serious injury or be life-threatening.

PRODUCT



PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name	RYZR Airboots (Compression Massage Device)
Model	S: A20027714 M: A20027715 L: A20027716 XL: A20027717
Pressure Range	Adjustable between 40–180 mmHg
Rated Power	25 W
Rated Voltage	7,3 V 18,98 Wh
Input Voltage	5 V 2 A
Battery Capacity	2600 mAh
Massage Programmes	M1 Fatigue Relief M2 Training Activation M3 Workout Recovery M4 Overall Relaxation M5 Deep Care
Time Settings	15–60 min in 5-minute increments
Pressure Levels	30 levels, 5 mmHg per level
Battery/Accumulator	Not permanently installed

SIZE CHART AIRBOOTS

	L × W × H (cm)
S	84.0 × 38.0 × 14.0
M	94.0 × 38.0 × 14.0
L	102.0 × 38.0 × 15.0
XL	112.0 × 40.0 × 15.0



Control unit with display



Emergency regulator



High-quality zipper



Replaceable patch

SCOPE OF DELIVERY

1 pair of RYZR Airboots including storage bag
 2 charging cables
 2 batteries including storage pouch

Documents included in delivery:
 1 Quick Start Guide
 1 Customer Service contact card



Rechargeable batteries / 2600mAh




Charging cable



Storage bag

MAIN STRUCTURE OF THE DEVICE





COMPONENTS AND FUNCTIONS

App connection

Chamber status Area intensification

Battery status


Coupling



OPERATION


Inserting the Battery

Carefully insert the charged batteries into the controller. Ensure they are fully engaged – you will hear a distinct “click” when correctly seated.



Removing the Battery

First end the session and switch off the device. Then press the battery release button marked “OPEN” on the side of the controller. The battery will spring out slightly and can be removed for charging or stored in the supplied pouch.



Before First Use


Before using your RYZR Airboots for the first time, prepare them carefully to ensure everything works smoothly:

- Fully charge the batteries: Charge both batteries completely – ideally for approximately three hours. Use the supplied USB-C cable and connect it to a power bank or a mains adapter with 5 V / 2 A output. If your adapter delivers less than 2 A, charging time will be extended accordingly.
- Check the charge status: During charging, the LEDs on the battery flash. Once all four LEDs are lit continuously, the battery is fully charged. If only the first LED is lit, the battery level is very low – please charge promptly.
- Insert the batteries: Carefully insert the charged batteries into the controller.
- Inspect: Check all components shortly before use. Look for damage, twists or leaks. If anything appears unusual, do not use the RYZR Airboots and contact RYZR Customer Service (support@ryzr.de).

Application

- Do not use the RYZR Airboots near flammable gases, heat sources or strong electromagnetic fields.
- Put on the Airboots: Pull the RYZR Airboots over both legs and ensure they fit correctly. Make sure the zips are fully closed.
- Get comfortable: Adopt a relaxed lying or sitting position. Slightly elevating the legs can additionally support lymph flow and circulation.
- Switch on the device: Briefly press the power button. The controller display will light up – the RYZR Airboots are now in standby mode.
- Select a mode: Use the MODE button to choose one of the five preset programmes. They differ in sequence and intensity.
- Set the pressure: Adjust the pressure levels using the “PRESSURE +” and “PRESSURE –” buttons. You can also change the pressure during an active session. The RYZR Airboots will pause briefly and then resume the massage at the new pressure level.
- Set the duration: Use the “TIME” button to set the application duration in 5-minute increments – between 15 and 60 minutes.
- Start the massage: Press the power button again to start the session. If you wish to end the massage early, press the same button again.
- Use the emergency function: If you experience discomfort during use, slide the “Emergency Pressure Relief” switch to “ON”. The air pressure is released immediately and you can safely remove the Airboots. Set the switch back to “OFF” when you wish to use the device again.

- **Switching off & deflate function:** Once the set time has elapsed, the RYZR Airboots automatically return to standby mode. If no input is made for more than 60 seconds, the RYZR Airboots switch off automatically. You can manually switch off at any time by holding the power button for two seconds. The air in the RYZR Airboots is released automatically (approx. 2 minutes). To skip the deflation process, hold the power button again for two seconds to switch off immediately.



INDIVIDUALLY DEACTIVATING MESSAGE ZONES

Your RYZR Airboots feature five individually activatable massage chambers, ranging from the foot to the upper thigh. By default – regardless of the selected mode – all five chambers are activated. If required – e.g. on medical advice or for targeted relief of specific areas – individual chambers can be deactivated before starting a session.

In standby mode, hold the “PRESSURE +” button for approximately one second. The controller switches to the graphical chamber selection view. Use the “PRESSURE +” and “PRESSURE –” buttons to select the desired active chambers.

Activated chambers are shown as light grey symbols on the display. Deactivated chambers appear correspondingly darker. To confirm your selection, briefly press the start button – you will return to the home screen.

Note: The last selected configuration is saved and remains stored even after the RYZR Airboots are switched off. Changes during an active session are not possible. End the current session to make a new selection.

EXTENDING MESSAGE TIME FOR SELECTED ZONES

In “Workout Recovery” mode, you can target specific massage zones for more intensive treatment. The selected zone is massaged twice additionally within one session – at the same pressure level. To do this, hold the “PRESSURE –” button for approximately one second. The display shows a graphical selection view where you can choose the desired zone using the “PRESSURE +” and “PRESSURE –” buttons. The selected zone is highlighted in the view. Confirm your selection by briefly pressing the start button to return to the main screen. This allows you to give specific muscle groups extra attention without changing the overall sequence.

This function is only available in “Workout Recovery” mode and can only be set before starting a session. Changes during an active massage are not possible.



Figure 1










Figure 2


STORAGE

After use, you can fold your RYZR Airboots compactly and store them in the supplied storage bags.

<p>Step 1: After decompression, fold flat.</p>	<p>Step 2: Fold the two ends together.</p>	<p>Step 3: Fold in half again.</p>
		
<p>Step 4: Fold the ends completely together.</p>	<p>Step 5: Open the storage bag and place the RYZR Airboots inside.</p>	<p>Step 6: Finally, tie the storage bag closed and set aside.</p>
		

MODE DESCRIPTIONS

Fatigue Relief and Training Activation Mode:




Fatigue Relief:
(Relieves and revitalises heavy legs)

In “Fatigue Relief” mode, the massage begins at the foot and moves upward towards the upper thigh. The compression chambers are activated sequentially until all zones are evenly pressurised. A complete pressure release then follows. The aim is to promote venous return, reduce fluid accumulation in the legs and relieve the general feeling of heaviness.

Training Activation
(Prepares the muscles for exertion)

This mode is designed to prepare the body before physical activity. The massage follows the same ascending sequence as “Fatigue Relief” – from bottom to top. Compared to “Fatigue Relief” mode, the pressure is held for longer, specifically preparing the muscles for upcoming exertion.

Workout Recovery Mode:



Workout Recovery:
(Supports recovery after physical activity)


This mode is specifically designed for recovery after physical activity and offers a deep-acting, circulation-promoting massage for sustained relief of muscle soreness and muscular fatigue.

The sequence follows a smooth, overlapping rhythm: first, the lowest chamber in the foot area is filled with air and the pressure is briefly held. The next chamber then begins to fill while the previous one releases. This alternating sequence continues until the uppermost chamber is reached.

Throughout the session, two chambers are always active: one holds pressure while the next is already being filled. This creates a flowing, gliding pressure pattern along the leg – comfortable, effective and soothing.

In this mode, you can target specific zones for more intensive treatment or exclude them entirely (see pages 9 and 10).

Overall Relaxation Mode:



Overall Relaxation:
(Gentle massage for
all-round soothing
relaxation)


The “Overall Relaxation” mode uses a pleasant, progressive massage sequence. Initially, only the lowest chamber in the foot area is activated. It fills with air, the pressure is briefly held and then fully released. This process is repeated once before additional chambers are added.

In the next cycle, the first chamber is filled and held again – then the second chamber also begins to fill. After a brief pressure phase, both chambers are released simultaneously.

With each further repetition, the sequence extends by one additional chamber – first the third, then the fourth and finally the fifth. The pressure is briefly held before all activated chambers are released simultaneously. Once all five chambers have been cycled through, the sequence begins again.

This calm, progressive rhythm creates an even massage along the entire leg. The application supports circulation, relieves tissue pressure and contributes noticeably to recovery – ideal for relaxed evenings or recovery after long periods of standing or sitting.


Deep Care Mode:



Deep Care:
(Targets deep-seated
tension)

The “Deep Care” mode offers a particularly targeted massage to release deep-seated tension. Each chamber is activated individually to apply focused pressure to the respective muscle group. The pressure is briefly held and gently released before the next chamber follows.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The RYZR Airboots will not switch on	The battery is completely discharged	Fully charge the batteries before using the RYZR Airboots again
The batteries will not charge	The charging cable is not connected correctly	Check the connection between the controller and the charging cable
	The charging cable is damaged	Use a functioning USB-C cable
	The cable is incompatible	Use a mains adapter or power bank with a USB-A port and sufficient output
The RYZR Airboots switch off during use	The battery is empty / The air connection is interrupted	Fully charge the batteries / Check that all hoses and connections are properly connected
 The air chambers do not fill correctly	Air circulation is disrupted	Ensure that all air connections are secure and not obstructed
Error message or unusual behaviour	Technical fault, e.g. pressure sensor defective	Please contact Customer Service: support@ryzr.de

For any other issues, please contact: support@ryzr.de

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions or need assistance, please do not hesitate to contact us! Our Customer Service team will be happy to help you quickly and straightforwardly. Simply send us an email at support@ryzr.de


If your product is defective or you wish to send it in for inspection, please contact us immediately and have your order number ready.

RoHS DECLARATION OF CONFORMITY

Our products comply with the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances (2011/65/EU) (RoHS 2.0). The raw materials and components of our products comply with the restrictions for the following toxic and hazardous substances.

Cadmium (Cd): <100 ppm	Lead (Pb): <1,000 ppm
Mercury (Hg): <1,000 ppm	Hexavalent chromium (Cr VI): <1,000 ppm
Polybrominated biphenyls (PBB): <1,000 ppm	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE): <1,000 ppm
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP): <1,000 ppm	Benzyl butyl phthalate (BBP): <1,000 ppm
Dibutyl phthalate (DBP): <1,000 ppm	Diisobutyl phthalate (DIBP): <1,000 ppm

WEEE DIRECTIVE

Proper Handling of This Product	
	<p>This symbol indicates that the product must not be disposed of with normal household waste. To prevent potential damage to the environment or human health through uncontrolled waste disposal, it must be recycled responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return a used device, please use the return and collection system or contact the retailer from whom you purchased the product.</p>

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die RYZR Airboots sind ein modernes Massagegerät mit elektrischen Komponenten. Sie wurden so entwickelt, dass sie sicher und zuverlässig funktionieren. Bitte beachte jedoch, dass eine unsachgemäße Anwendung oder Pflege zu Verletzungen oder technischen Problemen führen kann.

Damit du die RYZR Airboots sicher nutzen kannst, findest du auf den folgenden Seiten alle wichtigen Hinweise. Lies dir bitte die Sicherheitsinformationen vor der ersten Anwendung vollständig und aufmerksam durch.

Kontraindikationen

Die RYZR Airboots sind für die Anwendung bei gesunden Erwachsenen vorgesehen und eignen sich besonders zur Regeneration nach sportlicher Aktivität oder einem langen Tag. Wenn du dich aktuell in ärztlicher Behandlung befindest oder unsicher bist, ob die Anwendung für dich geeignet ist, konsultiere vorab deine Ärztin oder deinen Arzt – insbesondere bei kürzlich erfolgten Operationen oder bestehenden Vorerkrankungen.

In folgenden Fällen darf das Gerät nicht verwendet werden

- Atemwegserkrankungen wie Lungenödem oder chronische Lungeninsuffizienz
- Herzschwäche, schwere Herzerkrankungen oder Herzschrittmacher
- Thrombose, Blutgerinnungsstörungen, entzündliche Venenerkrankungen
- Wunden, Infektionen oder entzündliche Hautveränderungen im Anwendungsbereich
- Arterielle Durchblutungsstörungen oder fortgeschrittene Arteriosklerose
- Schwangerschaft: Es liegen keine klinischen Studien zur Anwendung während der Schwangerschaft vor.
- Vor Kurzem durchgeführte Hauttransplantationen
- Nierenerkrankungen mit begleitenden Ödemen
- Implantate oder künstliche Gelenke im direkten Anwendungsbereich
- Tumore, Frakturen, starke Schmerzen oder Taubheitsgefühl an den Beinen

Allgemeine Hinweise zur Anwendung

- Verwende die RYZR Airboots ausschließlich an den Beinen.
- Bewahre die RYZR Airboots außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bitte stelle sicher, dass Kinder die RYZR Airboots nicht unbeaufsichtigt verwenden oder damit spielen.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten sollten die RYZR Airboots nur unter Aufsicht verwenden.
- Verzichte vor der Anwendung auf den Konsum von Alkohol.
- Bei Beschwerden wie Schmerzen, Atemnot, Schwindel oder blauen Flecken: Anwendung sofort beenden und ärztlich abklären lassen.
- Nimm eine bequeme, entspannte Position ein - ein leichtes Hochlagern der Beine kann die Wirkung unterstützen.
- Wir empfehlen mit der niedrigsten Druckstufe zu starten und diese schrittweise zu erhöhen.



Die RYZR Airboots entsprechen den geltenden Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen der EU.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Bitte nimm keine technischen Veränderungen am Gerät vor. Manipulationen können zu Sicherheitsrisiken oder Fehlfunktionen führen und die Garantie beeinträchtigen.
- Falls während der Anwendung Beschwerden auftreten, kannst du jederzeit den Notfallregler zur Druckentlastung aktivieren. Dadurch wird der Druck sofort abgelassen und die Airboots lassen sich sicher abnehmen. Danach kannst du den Regler wieder auf "OFF" stellen.
- Verwende die RYZR Airboots nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Hitzequellen oder starken elektromagnetischen Feldern.
- Schütze die RYZR Airboots vor Feuchtigkeit, ätzenden Flüssigkeiten und Staub. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen.
- Achte darauf, keine spitzen Gegenstände (z. B. Nadeln) in der Nähe der RYZR Airboots abzulegen.
- Halte die RYZR Airboots von Kindern und Haustieren fern – es besteht Erstickungs- und Strangulierungsgefahr!
- Entferne regelmäßig Staub und Flusen von der Steuerung und den Schlauchverbindungen – am besten mit einem trockenen Tuch.
- Die RYZR Airboots dürfen nicht im Schlaf verwendet werden.
- Überprüfe vor jeder Anwendung den Zustand deiner RYZR Airboots. Verwende sie nicht, wenn du Undichtigkeiten oder sichtbaren Schäden feststellst.
- Stelle sicher, dass die Reißverschlüsse geschlossen und Accessoires an Fuß oder Knöchel abgelegt sind, bevor du die RYZR Airboots startest.
- Benutze die RYZR Airboots nicht zusammen mit anderen elektronischen Geräten oder medizinischen Anwendungen. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Bitte schalte bei technischen Problemen und Fehlfunktionen die RYZR Airboots aus und kontaktiere den RYZR Kundenservice.
- Lass die RYZR Airboots nicht fallen und setze sie keinen Stößen aus.
- Achte bei der Anwendung auf geeignete Umgebungsbedingungen (5 - 40 °C, max. 90 % Luftfeuchtigkeit, max. 3000 m Höhe)
- Bitte reinige die RYZR Airboots nicht in der Waschmaschine. Wische die Oberfläche bei Bedarf vorsichtig mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel ab. Vermeide bitte, dass Flüssigkeit in die Luftanschlüsse gelangt.
- Die RYZR Airboots dürfen nicht ausgewrungen, gebügelt, in den Trockner gegeben oder durch andere Hitzequellen getrocknet werden. Auch Bleichmittel dürfen nicht verwendet werden.

Sicherheitshinweise für Lithium-Ionen-Akkus

Damit du deine RYZR Airboots sicher nutzen kannst, beachte bitte die folgenden Hinweise zum integrierten Lithium-Ionen-Akku:

- Verwende für deine RYZR Airboots nur die mitgelieferten Akkus.
- Öffne, zerlege oder verforme den Akku nicht - es besteht Kurzschluss-, Brand- oder Explosionsgefahr.
- Halte den Akku fern von Feuer, Hitzequellen, direkter Sonneneinstrahlung und Wasser.
- Bewahre die Akkus nicht zusammen mit Metallteilen (z. B. Schlüsseln, Ketten, Haarnadeln) auf.
- Wenn sich der Akku aufbläht, überhitzt, ausläuft, verformt oder seltsam riecht, nutze ihn nicht weiter und kontaktiere den RYZR Kundendienst.
- Wenn Batterieflüssigkeit austritt, vermeide Haut- und Augenkontakt. Gelangt die Flüssigkeit auf die Haut, sofort gründlich mit Wasser spülen und bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe aufsuchen. Bei Augenkontakt nicht reiben, sofort gründlich spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen – die Flüssigkeit kann schwere Augenverletzungen oder Erblindung verursachen. Kleidung, die mit der Flüssigkeit in Berührung kam, sofort ausziehen und die Haut gründlich spülen.
- Wenn du deine RYZR Airboots längere Zeit nicht verwendest, lade den Akku etwa alle drei Monate nach, um seine Lebensdauer zu erhalten.
- Bewahre die Akkus stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Ein Verschlucken oder unsachgemäßer Umgang kann zu schweren Verletzungen oder Lebensgefahr führen.

PRODUKT



Deflate-Funktion

Smart control

5 verschiedene
Massageprogramme

Zeitsteuerung bis 60 Minuten

Individuell
steuerbare
Kammern

Wireless

5 überlappende
Kammern mit
Luftkompression

Austauschbare Batterien

Akkulaufzeit: 2,5 Stunden (abhängig
von der gewählten Stufe und Modus)
Batteriekapazität: 2600 mAh

PRODUKTMERKMALE

Produktname	RYZR Airboots (Kompressionsmassagegerät)
Modell	Größe S: A200277.14
	Größe M: A200277.15
	Größe L: A200277.16
	Größe XL: A200277.17
Druckbereich des Geräts	Einstellbar zwischen 40-180 mmHg
Nennleistung	25 W
Nennspannung	7,3 V \approx 18,98 Wh
Eingangsspannung	5 V 2 A
Batteriekapazität	2600 mAh
Massageprogramme	M1 Fatigue Relief / Müdigkeit lindern M2 Training Activation / Muskeln aktivieren M3 Workout Recovery / Muskelregeneration M4 Overall Relaxation / Allgemeine Entspannung M5 Deep Care / Tiefenpflege intensiv
Zeiteinstellungen	15-60 min. in 5-Minuten-Schritten
Druckstufe	30 Druckstufen, 5 mmHg/Stufe
Batterie/Akku	Nicht fest installiert

GRÖSSENTABELLE AIRBOOTS

	L × B × H (cm)
S	84.0 × 38.0 × 14.0
M	94.0 × 38.0 × 14.0
L	102.0 × 38.0 × 15.0
XL	112.0 × 40.0 × 15.0



Steuereinheit
mit Display



Notfallregler



Hochwertiger
Reißverschluss



Austauschbarer
Patch

LIEFERUMFANG

- 1 Paar RYZR Airboots inklusive Aufbewahrungstasche
- 2 Ladekabel
- 2 Batterien inklusive Aufbewahrungstasche

- Im Lieferumfang enthaltene Unterlagen:
- 1 Schnellstartanleitung
- 1 Kontaktkarte für den Kundenservice



Wiederaufladbare Batterien / 2600 mAh




Ladekabel



Aufbewahrungstasche

HAUPTSTRUKTUR DES GERÄTS





KOMPONENTEN UND FUNKTIONEN

App-Verbindung

Kammerstatus Bereichsintensivierung

Akkustatus


Kopplung



BEDIENUNG


Einsetzen des Akkus

Setze die geladenen Akkus vorsichtig in die Steuerung ein. Achte darauf, dass sie vollständig einrasten – du hörst ein deutliches „Klick“, wenn sie korrekt sitzen.



Entfernen des Akkus

Beende zunächst die Anwendung und schalte das Gerät aus. Drücke anschließend die Akku-Entriegelungstaste mit der Aufschrift „OPEN“ an der Seite des Steuergeräts. Der Akku springt leicht heraus und kann nun zum Aufladen entnommen oder in die mitgelieferte Aufbewahrungstasche gelegt werden.



Vor der ersten Anwendung


Bevor du deine RYZR Airboots das erste Mal verwendest, bereite sie sorgfältig vor – so stellst du sicher, dass alles reibungslos funktioniert:

- Akkus vollständig aufladen: Lade beide Akkus zunächst vollständig auf – idealerweise für etwa drei Stunden. Verwende dafür das mitgelieferte USB-C-Kabel und verbinde es mit einer Powerbank oder einem Netzteil mit 5 V / 2 A Ausgangsleistung an. Wenn dein Netzteil weniger als 2 A liefert, verlängert sich die Ladezeit entsprechend.
- Ladestatus überprüfen: Während des Ladevorgangs blinken die LEDs auf dem Akku. Sobald alle vier LEDs dauerhaft leuchten, ist der Akku vollständig geladen. Leuchtet nur noch die erste LED, ist der Akkustand sehr niedrig – bitte lade den Akku dann zeitnah auf.
- Akkus einsetzen: Setze die geladenen Akkus vorsichtig in die Steuerung ein.
- Prüfen: Überprüfe alle Komponenten kurz vor der Anwendung. Achte auf Beschädigungen, Verdrehungen oder Undichtigkeiten. Wenn dir etwas Ungewöhnliches auffällt, verwende die RYZR Airboots nicht und kontaktiere den RYZR Kundenservice (support@ryzr.de).

Anwendung

- Verwende die RYZR Airboots nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Hitzequellen oder starken elektromagnetischen Feldern.
- Airboots anlegen: Zieh die RYZR Airboots über beide Beine und stelle sicher, dass sie richtig sitzen. Achte dabei, dass die Reißverschlüsse vollständig geschlossen sind.
- Bequeme Position einnehmen: Nimm eine entspannte Liege- oder Sitzposition ein. Eine leichte Hochlagerung der Beine kann den Lymphfluss und die Durchblutung zusätzlich unterstützen.
- Gerät einschalten: Drück kurz die Power-Taste. Das Display des Steuergeräts leuchtet nun auf - die RYZR Airboots befinden sich jetzt im Standby-Modus.
- Modus wählen: Wähle mithilfe der MODE-Taste eine der fünf voreingestellten Anwendungen. Sie unterscheiden sich im Ablauf sowie der Intensität.
- Druck einstellen: Passe die Druckstufen mithilfe der Tasten „PRESSURE +“ bzw. „PRESSURE -“ an. Du kannst auch während der laufenden Anwendung ändern. Die RYZR Airboots pausieren dabei kurz und setzen die Massage anschließend mit dem neuen Druckniveau automatisch fort.
- Anwendungsdauer festlegen: Mit der „TIME-Taste“ kannst du die Anwendungsdauer in 5-Minuten-Schritten einstellen – zwischen 15 und 60 Minuten.

- **Massage starten:** Drücke die Power-Taste erneut, um die Anwendung zu starten. Wenn du die Massage vorzeitig beenden möchtest, drücke dieselbe Taste erneut.
- **Notfall-Funktion nutzen:** Solltest du während der Anwendung Beschwerden verspüren, schiebe die "Emergency Pressure Relief-Taste" auf "ON". Der Luftdruck wird umgehend abgelassen und du kannst die Airboots sicher ablegen. Stelle den Regler auf "OFF", wenn du das Gerät erneut verwenden möchtest.
- **Ausschalten & Deflate-Funktion:** Nach Ablauf der eingestellten Zeit, wechseln die RYZR Airboots automatisch in den Standby-Modus. Erfolgt länger als 60 Sekunden keine Eingabe, schalten sich die RYZR Airboots automatisch aus. Du kannst sie jederzeit manuell ausschalten, indem du die Power-Taste zwei Sekunden lang gedrückt hältst. Die Luft in den RYZR Airboots wird automatisch abgelassen (Dauer ca. 2 Minuten). Möchtest du den Entlüftungsvorgang überspringen, halte die Power-Taste erneut zwei Sekunden lang gedrückt, um die RYZR Airboots direkt auszuschalten.



EINZELNE MASSAGEBEREICHE INDIVIDUELL DEAKTIVIEREN

Deine RYZR Airboots verfügen über fünf individuell aktivierbare Massagekammern, die vom Fuß bis zum Oberschenkel reichen. Standardmäßig sind - unabhängig vom gewählten Modus - alle fünf Kammern aktiviert. Bei Bedarf - z.B. auf ärztlichen Rat oder zur gezielten Entlastung bestimmter Bereiche - können einzelne Kammern vor Beginn der Anwendung deaktiviert werden.

Halte im Standby-Modus die Taste „PRESSURE +“ für etwa eine Sekunde gedrückt. Das Steuergerät wechselt in die grafische Ansicht zur Kammerauswahl. Wähle mit den Tasten „PRESSURE +“ und „PRESSURE -“ die gewünschten aktiven Kammern.

Auf dem Display werden aktivierte Kammern durch hellgraue Symbole dargestellt. Deaktivierte Kammern erscheinen entsprechend dunkler. Zur Bestätigung der Auswahl drücke kurz die Start-Taste - du kehrt dann zur Startansicht zurück.

Hinweis: Die zuletzt gewählte Konfiguration wird gespeichert und bleibt auch nach dem Ausschalten der RYZR Airboots erhalten. Eine Änderung während einer laufenden Anwendung ist nicht möglich. Beende dafür die laufende Anwendung, um eine neue Auswahl vorzunehmen.

VERLÄNGERN DER MASSAGEZEIT FÜR AUSGEWÄHLTE BEREICHE

Im Modus „Workout Recovery“ kannst du gezielt bestimmte Massagebereiche intensiver behandeln lassen. Der gewählte Bereich wird dabei innerhalb einer Anwendung zweimal zusätzlich massiert – bei gleichbleibendem Druck. Dafür hältst du die Taste „PRESSURE -“ für etwa eine Sekunde gedrückt. Auf dem Display erscheint eine grafische Auswahlansicht, in der du über die Tasten „PRESSURE +“ und „PRESSURE -“ den gewünschten Bereich auswählen kannst. Der gewählte Bereich wird in der Ansicht hervorgehoben. Durch kurzes Drücken der Start-Taste bestätigst du deine Auswahl und kehrst zur Hauptansicht zurück. So kannst du bestimmten Muskelgruppen gezielt mehr Aufmerksamkeit geben, ohne den gesamten Ablauf zu verändern.

Diese Funktion steht ausschließlich im Modus „Workout Recovery“ zur Verfügung und kann nur vor Beginn der Anwendung eingestellt werden. Während der Massage ist keine nachträgliche Änderung möglich.



Abbildung 1




Abbildung 2


AUFBEWAHRUNG

Nach der Anwendung kannst du deine RYZR Airboots platzsparend zusammenfalten und in die mitgelieferten Aufbewahrungstaschen verstauen.

<p>Schritt 1: Nach der Dekompression fal- ten und flach ablegen.</p>	<p>Schritt 2: Die beiden Enden zusammen- falten.</p>	<p>Schritt 3: Nochmals zur Hälfte falten.</p>
<p>Schritt 4: Die Enden komplett zusam- menfalten.</p>	<p>Schritt 5: Die Aufbewahrungstasche öffnen und die RYZR Airboots hineinlegen.</p>	<p>Schritt 6: Zum Schluss die Aufbewah- rungstasche zubinden und ablegen.</p>

MODUSBESCHREIBUNG

Fatigue Relief und Training Activation Modus:




**Fatigue Relief /
Müdigkeit lindern:**
(Entlastet und belebt
schwere Beine)

In dem Modus „Fatigue Relief“ beginnt die Massage am Fuß und verläuft nach oben in Richtung Oberschenkel. Die Kompressionskammern werden dabei nacheinander aktiviert, bis alle Bereiche gleichmäßig mit Druck versorgt sind. Anschließend erfolgt eine vollständige Druckentlastung. Ziel ist es, den venösen Rückfluss zu fördern, Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen zu reduzieren und das allgemeine Gefühl von Schwere zu lindern.

**Training Activation /
Muskeln aktivieren:**
(Bereitet die
Muskulatur auf
Belastung vor)

Dieser Modus ist auf die Vorbereitung vor sportlicher Aktivität ausgelegt. Die Massage erfolgt – wie bei „Fatigue Relief“ – in aufsteigender Reihenfolge von unten nach oben. Im Vergleich zum Modus „Fatigue Relief“ wird der Druck länger gehalten – dadurch wird die Muskulatur gezielt auf bevorstehende Belastung vorbereitet.

Workout Recovery Modus:



**Workout Recovery /
Muskelregeneration:**
(Unterstützt die
Erholung nach
körperlicher Aktivität)


Dieser Modus ist speziell auf die Regeneration nach körperlicher Aktivität ausgerichtet und bietet eine tiefenwirksame, durchblutungsfördernde Massage zur nachhaltigen Linderung von Muskelkater und muskulärer Ermüdung.

Der Ablauf folgt einem gleichmäßigen, überlappenden Rhythmus: Zunächst wird die unterste Kammer im Fußbereich mit Luft befüllt und der Druck kurz gehalten. Anschließend beginnt die nächste Kammer sich zu füllen, während sich die vorherige wieder entlastet. Diese abwechselnde Abfolge setzt sich fort, bis die oberste Kammer erreicht ist.

Während der gesamten Anwendung sind stets zwei Kammern aktiv: Eine Kammer hält den Druck, während die nächste bereits mit Luft versorgt wird. Dadurch entsteht ein fließender, gleitender Druckverlauf entlang des Beins - angenehm, effektiv und wohltuend.

In diesem Modus kannst du bei Bedarf gezielt einzelne Bereiche intensiver behandeln lassen oder ganz ausschließen (siehe Seite 23 und 24).

Overall Relaxation Modus:



Overall Relaxation /
Allgemeine
Entspannung:
(Sanfte Massage für
rundum wohlthuende
Entspannung)

Der Modus „Overall Relaxation“ arbeitet mit einem angenehmen, aufbauenden Massageablauf. Zu Beginn wird ausschließlich die unterste Kammer im Fußbereich aktiviert. Sie füllt sich mit Luft, der Druck wird kurz gehalten und anschließend vollständig abgelassen. Dieser Vorgang wiederholt sich einmal, bevor weitere Kammern hinzukommen.


Im nächsten Durchgang wird die erste Kammer erneut befüllt und gehalten – anschließend beginnt nun auch die zweite Kammer sich mit Luft zu füllen. Nach kurzer Druckphase, entleeren sich beide Kammern gleichzeitig.

Mit jeder weiteren Wiederholung erweitert sich der Ablauf um eine zusätzliche Kammer – zunächst die dritte, dann die vierte und anschließend die fünfte. Der Druck wird kurz gehalten, bevor alle bis dahin aktivierten Kammern gleichzeitig entleert werden.

Sobald alle fünf Kammern durchlaufen wurden, beginnt der Zyklus von vorne.

Durch diesen ruhigen, aufbauenden Rhythmus entsteht eine gleichmäßige Massage entlang des gesamten Beins. Die Anwendung unterstützt die Durchblutung, wirkt entlastend auf das Gewebe und trägt spürbar zur Erholung bei – ideal für entspannte Abendstunden oder zur Regeneration nach langem Steh- oder Sitzphasen.


Deep Care Modus:



Deep Care /
Tiefenpflege intensiv:
(Löst gezielt
tief liegende
Verspannungen)

Der Modus „Deep Care“ bietet eine besonders gezielte Massage, um tief sitzende Verspannungen zu lösen. Dabei wird jede Kammer einzeln aktiviert, um gezielt Druck auf die jeweilige Muskelpartie auszuüben. Der Druck wird kurz angehalten und sanft abgebaut, bevor die nächste Kammer folgt.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Die RYZR Airboots lassen sich nicht einschalten	Der Akku ist vollständig entladen	Lade die Akkus vollständig auf, bevor du die RYZR Airboots wieder verwendest
Die Akkus laden nicht	Das Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen	Überprüfe die Verbindung zwischen Steuergerät und Ladekabel
	Das Ladekabel ist beschädigt	Verwende ein funktionierendes USB-C-Kabel
	Das Kabel ist inkompatibel	Verwende ein Netzteil oder eine Powerbank mit USB-A-Anschluss und ausreichender Leistung
Die RYZR Airboots schalten sich während der Nutzung aus	<ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist leer - Die Luftverbindung ist unterbrochen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lade die Akkus vollständig auf - Überprüfe, ob alle Schläuche und Anschlüsse korrekt verbunden sind
 Die Luftkammern füllen sich nicht richtig	Luftzirkulation ist gestört	Stelle sicher, dass alle Luftverbindungen sicher sitzen und nicht blockiert sind
Fehlermeldung oder ungewöhnliches Verhalten	Technische Störung z.B. Drucksensor kaputt	Bitte kontaktiere den Kundenservice: support@ryzr.de

Bei sonstigen Problemen wende Dich bitte an: support@ryzr.de

KUNDENDIENST

Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, melde dich jederzeit gerne bei uns! Unser Kundenservice hilft dir schnell und unkompliziert weiter. Schreib uns einfach eine E-Mail an support@ryzr.de

Falls dein Produkt defekt ist oder du es einschicken möchtest, dann kontaktiere uns unverzüglich und halte deine Bestellnummer bereit.

RoHS-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (2011/65/EU) (RoHS 2.0). Die Rohstoffe und Komponenten unserer Produkte entsprechen den Beschränkungen für die folgenden toxischen und gefährlichen Stoffe.

Cadmium (Cd): <100 ppm	Blei (Pb): <1000 ppm
Quecksilber (Hg): <1000 ppm	Sechswertiges Chrom (Cr VI): <1000 ppm
Polybromierte Biphenyle (PBB): <1000 ppm	Polybromierte Diphenylether (PBDE): <1000 ppm
Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP): <1000 ppm	Benzylbutylphthalat (BBP): <1000 ppm
Dibutylphthalat (DBP): <1000 ppm	Diisobutylphthalat (DIBP): <1000 ppm

WEEE-RICHTLINIE

Ordnungsgemäße Handhabung dieses Produkts

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung möglicher Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung muss es verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um ein gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutze bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wende dich an den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.



AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les RYZR Airboots sont un appareil de massage moderne équipé de composants électriques. Elles ont été conçues pour fonctionner de manière sûre et fiable. Veuillez toutefois noter qu'une utilisation ou un entretien inapproprié peut entraîner des blessures ou des problèmes techniques. Afin de garantir une utilisation sûre de vos RYZR Airboots, veuillez lire attentivement et intégralement les consignes de sécurité suivantes avant la première utilisation.

Contre-indications

Les RYZR Airboots sont destinées à une utilisation par des adultes en bonne santé et conviennent particulièrement à la récupération après une activité sportive ou une longue journée. Si vous êtes actuellement suivi(e) médicalement ou si vous n'êtes pas certain(e) que l'utilisation vous convienne, consultez votre médecin au préalable – en particulier après une intervention chirurgicale récente ou en cas de pathologies préexistantes..

L'appareil ne doit pas être utilisé dans les cas suivants

- Affections respiratoires telles que œdème pulmonaire ou insuffisance pulmonaire chronique
- Insuffisance cardiaque, pathologies cardiaques graves ou stimulateurs cardiaques
- Thrombose, troubles de la coagulation sanguine, maladies veineuses inflammatoires
- Plaies, infections ou lésions cutanées inflammatoires dans la zone d'application
- Troubles de la circulation artérielle ou artériosclérose avancée
- Grossesse – aucune étude clinique sur l'utilisation pendant la grossesse n'est disponible
- Greffes cutanées récentes
- Maladies rénales accompagnées d'œdèmes
- Implants ou articulations artificielles dans la zone d'application directe
- Tumeurs, fractures, douleurs intenses ou engourdissement des jambes

Consignes générales d'utilisation

- Utilisez les RYZR Airboots exclusivement sur les jambes.
- Conservez les RYZR Airboots hors de portée des enfants. Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas les RYZR Airboots sans surveillance et ne jouent pas avec.
- Les personnes ayant des capacités physiques ou cognitives limitées ne doivent utiliser les RYZR Airboots que sous surveillance.
- Ne consommez pas d'alcool avant l'utilisation.
- En cas de symptômes tels que douleurs, essoufflement, vertiges ou ecchymoses: arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- Adoptez une position confortable et détendue – surélever légèrement les jambes peut renforcer l'effet.
- Nous recommandons de commencer au niveau de pression le plus bas et de l'augmenter progressivement.



Les RYZR Airboots sont conformes aux exigences applicables de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Consignes de sécurité complémentaires

- N'effectuez aucune modification technique sur l'appareil. Toute manipulation peut entraîner des risques pour la sécurité ou des dysfonctionnements et annuler la garantie.
- En cas de gêne pendant l'utilisation, vous pouvez à tout moment activer la valve de sécurité. Cela libère immédiatement la pression et vous permet de retirer les Airboots en toute sécurité. Remettez ensuite la valve sur « OFF ».
- N'utilisez pas les RYZR Airboots à proximité de gaz inflammables, de sources de chaleur ou de champs électromagnétiques puissants.
- Protégez les RYZR Airboots de l'humidité, des liquides corrosifs et de la poussière. Aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil.
- Ne placez pas d'objets pointus (par ex. des aiguilles) à proximité des RYZR Airboots.
- Tenez les RYZR Airboots éloignées des enfants et des animaux domestiques – risque d'étouffement et de strangulation!
- Retirez régulièrement la poussière et les peluches du boîtier de commande et des raccords – de préférence avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas les RYZR Airboots pendant le sommeil.
- Vérifiez l'état de vos RYZR Airboots avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas si vous constatez des fuites ou des dommages visibles.
- Assurez-vous que les fermetures éclair sont fermées et que les accessoires au niveau des pieds ou des chevilles sont retirés avant de démarrer les RYZR Airboots.
- N'utilisez pas les RYZR Airboots conjointement avec d'autres appareils électroniques ou équipements médicaux. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- En cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements, éteignez les RYZR Airboots et contactez le service client RYZR.
- Ne laissez pas tomber les RYZR Airboots et ne les soumettez pas à des chocs.
- Veillez à des conditions ambiantes adaptées lors de l'utilisation (5–40 °C, humidité max. 90 %, altitude max. 3000 m).
- Ne lavez pas les RYZR Airboots en machine. Si nécessaire, essuyez délicatement la surface avec un chiffon humide et un détergent doux. Évitez que du liquide ne pénètre dans les raccords pneumatiques.
- Les RYZR Airboots ne doivent pas être essorées, repassées, séchées au sèche-linge ou à l'aide d'autres sources de chaleur. N'utilisez pas d'agents blanchissants.

Consignes de sécurité relatives aux batteries lithium-ion

- Utilisez uniquement les batteries fournies avec vos RYZR Airboots.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne déformez pas la batterie – risque de court-circuit, d'incendie ou d'explosion.
- Tenez la batterie à l'écart du feu, des sources de chaleur, du rayonnement solaire direct et de l'eau.
- Ne stockez pas les batteries avec des objets métalliques (par ex. clés, chaînes, épingles à cheveux).
- Si la batterie gonfle, surchauffe, fuit, se déforme ou dégage une odeur inhabituelle, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service client RYZR.
- En cas de fuite du liquide de la batterie, évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact cutané, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin si les symptômes persistent. En cas de contact oculaire, ne frottez pas, rincez immédiatement et abondamment et consultez un médecin en urgence – le liquide peut provoquer de graves lésions oculaires ou la cécité.
- Si vous n'utilisez pas vos RYZR Airboots pendant une période prolongée, rechargez la batterie environ tous les trois mois afin de préserver sa durée de vie.
- Conservez toujours les batteries hors de portée des enfants. L'ingestion ou une manipulation inappropriée peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

PRODUIT

Fonction dégonfler

5 programmes de massage différents

Chambres contrôlables individuellement

5 overlapping chambers with air compression



Commande intelligente

Contrôle du temps jusqu'à 60 minutes

Sans fil

Piles remplaçables

Autonomie de la batterie : 2,5 heures (selon le niveau et le mode sélectionnés) Capacité de la batterie : 2600 mAh

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit	RYZR Airboots (Appareil de massage par compression)
Modèle	S: A200277.14 M: A200277.15 L: A200277.16 XL: A200277.17
Plage de pression	Réglable entre 40 et 180 mmHg
Puissance nominale	25 W
Tension nominale	7,3 V --- 18,98 Wh
Tension d'entrée	5 V 2 A
Capacité de la batterie	2600 mAh
Programmes de massage	M1 Soulagement de la fatigue M2 Activation musculaire M3 Récupération après l'entraînement M4 Relaxation générale M5 Soin en profondeur
Réglage du temps	15–60 min par incréments de 5 minutes
Niveaux de pression	30 niveaux, 5 mmHg par niveau
Batterie/Accumulateur	Non installée de manière permanente

TABLEAU DES TAILLES AIRBOOTS

	L × I × H (cm)
S	84.0 × 38.0 × 14.0
M	94.0 × 38.0 × 14.0
L	102.0 × 38.0 × 15.0
XL	112.0 × 40.0 × 15.0



Unité de commande avec écran



Régulateur d'urgence



Fermeture éclair de haute qualité



Patch remplaçable

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 paire de RYZR Airboots avec sac de rangement
- 2 câbles de charge
- 2 batteries avec pochette de rangement

- Documents inclus dans la livraison :
 - 1 Guide de démarrage rapide
 - 1 Carte de contact du service client



Batteries rechargeables / 2600 mAh




Câble de recharge



Sac de rangement

STRUCTURE PRINCIPALE DU DISPOSITIF



COMPONENTS AND FUNCTIONS


Connexion à l'application

Statut de la chambre


Intensification de la superficie

État de la batterie

Accouplement




Mode



UTILISATION


Insertion de la batterie

Insérez délicatement les batteries chargées dans le boîtier de commande. Assurez-vous qu'elles sont correctement enclenchées – vous entendrez un « clic » distinct lorsqu'elles sont bien en place.



Retrait de la batterie

Terminez d'abord la session et éteignez l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton de déverrouillage de la batterie marqué « OPEN » sur le côté du boîtier de commande. La batterie s'éjecte légèrement et peut être retirée pour la recharge ou rangée dans la pochette fournie.



Avant la première utilisation


Avant d'utiliser vos RYZR Airboots pour la première fois, préparez-les soigneusement afin de garantir un fonctionnement optimal :

- Chargez complètement les batteries : Chargez les deux batteries intégralement – idéalement pendant environ trois heures. Utilisez le câble USB-C fourni et connectez-le à une batterie externe ou un adaptateur secteur d'une puissance de 5 V / 2 A.
- Vérifiez l'état de charge : Pendant la charge, les LED de la batterie clignotent. Lorsque les quatre LED restent allumées en continu, la batterie est entièrement chargée.
- Insérez les batteries : Insérez délicatement les batteries chargées dans le boîtier de commande.
- Inspectez : Vérifiez tous les composants peu avant l'utilisation. Recherchez d'éventuels dommages, torsions ou fuites. Si vous constatez quoi que ce soit d'anormal, n'utilisez pas les RYZR Airboots et contactez le service client RYZR (support@ryzr.de).

Application

- N'utilisez pas les RYZR Airboots à proximité de gaz inflammables, de sources de chaleur ou de champs électromagnétiques puissants.
- Enfillez les Airboots : Enfillez les RYZR Airboots sur les deux jambes et vérifiez qu'elles sont correctement ajustées. Assurez-vous que les fermetures éclair sont entièrement fermées.
- Installez-vous confortablement : Adoptez une position allongée ou assise détendue. Surélever légèrement les jambes peut favoriser davantage le flux lymphatique et la circulation sanguine.
- Allumez l'appareil : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. L'écran du boîtier de commande s'allume – les RYZR Airboots sont désormais en mode veille.
- Sélectionnez un mode : Utilisez le bouton MODE pour choisir l'un des cinq programmes prédéfinis. Ils diffèrent par leur séquence et leur intensité.
- Réglez la pression : Ajustez les niveaux de pression à l'aide des boutons « PRESSURE + » et « PRESSURE – ». Vous pouvez également modifier la pression pendant une session active.
- Définissez la durée : Utilisez le bouton « TIME » pour régler la durée d'application par incréments de 5 minutes – entre 15 et 60 minutes.
- Démarrez le massage : Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour lancer la session. Pour arrêter le massage prématurément, appuyez à nouveau sur le même bouton.
- Utilisez la fonction d'urgence : En cas de gêne pendant l'utilisation, faites glisser l'interrupteur « Emergency Pressure Relief » sur « ON ». La pression est immédiatement libérée et vous pouvez retirer les Airboots en toute sécurité.

- Arrêt et fonction de dégonflage : Une fois le temps défini écoulé, les RYZR Airboots reviennent automatiquement en mode veille. Si aucune action n'est effectuée pendant plus de 60 secondes, elles s'éteignent automatiquement. Vous pouvez les éteindre manuellement en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes.



DÉSACTIVATION INDIVIDUELLE DES ZONES DE MASSAGE

Vos RYZR Airboots disposent de cinq chambres de massage activables individuellement, allant du pied au haut de la cuisse. Par défaut, les cinq chambres sont activées. Si nécessaire – par exemple sur avis médical – des chambres individuelles peuvent être désactivées avant le début d'une session.

En mode veille, maintenez le bouton « PRESSURE + » enfoncé pendant environ une seconde. Le boîtier de commande passe à l'affichage graphique de sélection des chambres. Utilisez les boutons « PRESSURE + » et « PRESSURE – » pour sélectionner les chambres actives souhaitées.

Les chambres activées s'affichent en gris clair sur l'écran. Les chambres désactivées apparaissent plus foncées. Pour confirmer, appuyez brièvement sur le bouton de démarrage.

Remarque : La dernière configuration choisie est mémorisée et conservée même après l'extinction. Les modifications en cours de session ne sont pas possibles.

PROLONGATION DU TEMPS DE MASSAGE POUR DES ZONES SÉLECTIONNÉES

En mode « Workout Recovery », vous pouvez cibler des zones spécifiques pour un traitement plus intensif. La zone sélectionnée est massée deux fois supplémentaires au cours d'une session – au même niveau de pression. Maintenez le bouton « PRESSURE – » enfoncé pendant environ une seconde pour accéder à la vue de sélection.

Cette fonction vous permet d'accorder une attention particulière à certains groupes musculaires sans modifier la séquence globale.

Cette fonction est disponible uniquement en mode « Workout Recovery » et ne peut être réglée qu'avant le début d'une session.



Illustration 1






Illustration 2

RANGEMENT


Après utilisation, vous pouvez plier vos RYZR Airboots de manière compacte et les ranger dans les sacs de rangement fournis.

Étape 1: Après la décompression, plier à plat.	Étape 2: Replier les deux extrémités l'une sur l'autre.	Étape 3: Plier à nouveau en deux.
Étape 4: Replier complètement les extrémités.	Étape 5: Ouvrir le sac de rangement et y placer les RYZR Airboots.	Étape 6: Refermer le sac de rangement et le déposer.



DESCRIPTION DES MODES

Mode « Fatigue Relief » et « Training Activation » :




Fatigue Relief / Soulagement de la fatigue : (Soulage et revitalise les jambes lourdes)

En mode « Fatigue Relief », le massage commence au niveau du pied et remonte vers le haut de la cuisse. Les chambres de compression sont activées séquentiellement jusqu'à ce que toutes les zones soient uniformément pressurisées. Une libération complète de la pression suit ensuite. L'objectif est de favoriser le retour veineux, de réduire l'accumulation de liquide dans les jambes et de soulager la sensation générale de lourdeur.

Training Activation / Activation musculaire : (Prépare la musculature à l'effort)

Ce mode est conçu pour la préparation avant une activité sportive. Le massage suit la même séquence ascendante que le mode « Fatigue Relief ». Par rapport à celui-ci, la pression est maintenue plus longtemps, préparant ainsi spécifiquement la musculature à l'effort à venir.

Mode « Workout Recovery » :



Workout Recovery / Récupération après l'entraînement : (Soutient la récupération après l'activité physique)


Ce mode est spécialement conçu pour la récupération après l'activité physique et offre un massage en profondeur, stimulant la circulation.

La séquence suit un rythme régulier et chevauchant : la chambre inférieure au niveau du pied est d'abord remplie d'air et la pression est brièvement maintenue. La chambre suivante commence alors à se remplir tandis que la précédente se libère. Cette alternance se poursuit jusqu'à la chambre supérieure..

Pendant toute la session, deux chambres sont toujours actives : l'une maintient la pression tandis que la suivante se remplit déjà. Cela crée un mouvement de pression fluide et glissant le long de la jambe.

Dans ce mode, vous pouvez cibler des zones spécifiques pour un traitement plus intensif ou les exclure entièrement (voir pages 37 et 38).

Mode « Overall Relaxation » :



Overall Relaxation /
Relaxation générale :
(Massage doux
pour une détente
bienfaisante)


Le mode « Overall Relaxation » utilise une séquence de massage progressive et agréable. Au début, seule la chambre inférieure au niveau du pied est activée. Elle se remplit d'air, la pression est brièvement maintenue puis entièrement relâchée.

Lors du cycle suivant, la première chambre est à nouveau remplie et maintenue – puis la deuxième chambre commence également à se remplir. Après une brève phase de pression, les deux chambres se libèrent simultanément.

À chaque répétition supplémentaire, la séquence s'étend d'une chambre. Une fois les cinq chambres parcourues, le cycle recommence.

Ce rythme calme et progressif crée un massage uniforme sur l'ensemble de la jambe – idéal pour des soirées détendues ou la récupération après de longues périodes debout ou assis.


Deep Care:



Deep Care /
Soin en profondeur :
(Cible les tensions
profondes):

Le mode « Deep Care » offre un massage particulièrement ciblé pour libérer les tensions profondes. Chaque chambre est activée individuellement pour appliquer une pression focalisée. La pression est brièvement maintenue et relâchée en douceur avant que la chambre suivante ne prenne le relais.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Les RYZR Airboots ne s'allument pas	La batterie est complètement déchargée	Chargez complètement les batteries avant de réutiliser les RYZR Airboots
Les batteries ne se chargent pas	Le câble de charge n'est pas correctement connecté	Vérifiez la connexion entre le boîtier de commande et le câble de charge
	Le câble de charge est endommagé	Utilisez un câble USB-C fonctionnel
	Le câble est incompatible	Utilisez un adaptateur secteur ou une batterie externe avec port USB-A
Les RYZR Airboots s'éteignent en cours d'utilisation	Batterie vide / Connexion pneumatique interrompue	Chargez les batteries / Vérifiez les tuyaux et raccords
 Les chambres ne se remplissent pas correctement	Circulation d'air perturbée	Vérifiez que tous les raccords sont bien fixés et non obstrués
Message d'erreur ou comportement inhabituel	Défaut technique	Contactez le service client : support@ryzr.de

Pour tout autre problème, veuillez contacter : support@ryzr.de

SERVICE CLIENT

Si vous avez des questions ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter ! Notre équipe du service client se fera un plaisir de vous aider rapidement et simplement. Envoyez-nous un e-mail à support@ryzr.de

Si votre produit est défectueux ou si vous souhaitez nous le retourner, veuillez nous contacter sans délai et munissez-vous de votre numéro de commande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ RoHS

Nos produits sont conformes à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (2011/65/UE) (RoHS 2.0).

Cadmium (Cd) : <100 ppm	Plomb (Pb) : <1,000 ppm
Mercure (Hg) : <1,000 ppm	Chrome hexavalent (Cr VI) : <1,000 ppm
Polybromo biphényles (PBB) : <1,000 ppm	Polybromo diphényl éthers (PBDE) : <1,000 ppm
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) : <1,000 ppm	Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) : <1,000 ppm
Phtalate de dibutyle (DBP) : <1,000 ppm	Phtalate de diisobutyle (DIBP) : <1,000 ppm

DIRECTIVE DEEE

Manipulation correcte de ce produit



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires. Afin d'éviter tout dommage potentiel pour l'environnement ou la santé humaine, le produit doit être recyclé de manière responsable. Pour retourner un appareil usagé, veuillez utiliser le système de collecte et de retour ou contacter le détaillant.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las RYZR Airboots son un dispositivo de masaje moderno con componentes eléctricos. Han sido diseñadas para funcionar de forma segura y fiable. Sin embargo, ten en cuenta que un uso o mantenimiento inadecuado puede provocar lesiones o problemas técnicos. Para garantizar un uso seguro de tus RYZR Airboots, lee detenidamente todas las instrucciones de seguridad antes del primer uso.

Contraindicaciones

Las RYZR Airboots están destinadas al uso por adultos sanos y son especialmente adecuadas para la recuperación después de la actividad deportiva o de un largo día. Si te encuentras actualmente en tratamiento médico o no estás seguro/a de si el dispositivo es adecuado para ti, consulta a tu médico antes de usarlo.

No utilices el dispositivo en los siguientes casos:

- Enfermedades respiratorias como edema pulmonar o insuficiencia pulmonar crónica
- Insuficiencia cardíaca, enfermedades cardíacas graves o marcapasos
- Trombosis, trastornos de la coagulación, enfermedades venosas inflamatorias
- Heridas, infecciones o alteraciones cutáneas inflamatorias en la zona de aplicación
- Trastornos de la circulación arterial o arteriosclerosis avanzada
- Embarazo: no se dispone de estudios clínicos sobre el uso durante el embarazo
- Injertos cutáneos recientes
- Enfermedades renales acompañadas de edemas
- Implantes o articulaciones artificiales en la zona de aplicación directa
- Tumores, fracturas, dolor intenso o entumecimiento en las piernas

Indicaciones generales de uso

- Utiliza las RYZR Airboots exclusivamente en las piernas.
- Mantén las RYZR Airboots fuera del alcance de los niños. Asegúrate de que los niños no utilicen las RYZR Airboots sin supervisión ni jueguen con ellas.
- Las personas con capacidades físicas o cognitivas limitadas solo deben utilizar las RYZR Airboots bajo supervisión.
- No consumas alcohol antes del uso.
- En caso de molestias como dolor, dificultad para respirar, mareos o hematomas: interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un médico.
- Adopta una posición cómoda y relajada; elevar ligeramente las piernas puede potenciar el efecto.
- Recomendamos comenzar con el nivel de presión más bajo e ir aumentándolo gradualmente.



Las RYZR Airboots cumplen con los requisitos aplicables de la UE en materia de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Instrucciones de seguridad adicionales

- No realices modificaciones técnicas en el dispositivo. Las manipulaciones pueden provocar riesgos de seguridad o fallos de funcionamiento y anular la garantía.
- Si sientes molestias durante el uso, puedes activar en cualquier momento la válvula de alivio de emergencia. Esto libera la presión de inmediato. Después, vuelve a colocar la válvula en «OFF».
- No utilices las RYZR Airboots cerca de gases inflamables, fuentes de calor o campos electromagnéticos fuertes.
- Protege las RYZR Airboots de la humedad, líquidos corrosivos y polvo. No debe entrar ningún líquido en el dispositivo.
- No coloques objetos punzantes (p. ej., agujas) cerca de las RYZR Airboots.
- ¡Mantén las RYZR Airboots alejadas de niños y mascotas: riesgo de asfixia y estrangulamiento!
- Retira periódicamente el polvo y la pelusa del controlador y las conexiones de los tubos, preferiblemente con un paño seco.
- No utilices las RYZR Airboots mientras duermes.
- Comprueba el estado de tus RYZR Airboots antes de cada uso. No las utilices si detectas fugas o daños visibles.
- Asegúrate de que las cremalleras estén cerradas y de haber retirado los accesorios de pies y tobillos antes de encender las RYZR Airboots.
- No utilices las RYZR Airboots junto con otros dispositivos electrónicos o equipos médicos.
- En caso de problemas técnicos o fallos, apaga las RYZR Airboots y contacta con el servicio de atención al cliente de RYZR.
- No dejes caer las RYZR Airboots ni las sometas a golpes.
- Asegúrate de unas condiciones ambientales adecuadas durante el uso (5–40 °C, humedad máx. 90 %, altitud máx. 3.000 m).
- No laves las RYZR Airboots en la lavadora. Si es necesario, limpia suavemente la superficie con un paño húmedo y un detergente suave.
- Las RYZR Airboots no deben escurrirse, plancharse, secarse en secadora ni con otras fuentes de calor. No utilices lejía.

Instrucciones de seguridad para baterías de iones de litio

- Utiliza únicamente las baterías suministradas con tus RYZR Airboots.
- No abras, desmontes ni deformes la batería: riesgo de cortocircuito, incendio o explosión.
- Mantén la batería alejada del fuego, fuentes de calor, luz solar directa y agua.
- No almacenes las baterías junto con objetos metálicos (p. ej., llaves, cadenas, horquillas).
- Si la batería se hincha, se sobrecalienta, tiene fugas, se deforma o emite un olor inusual, deja de usarla inmediatamente y contacta con el servicio de atención al cliente de RYZR.
- Si se produce una fuga del líquido de la batería, evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, enjuaga abundantemente con agua. En caso de contacto con los ojos, no frotes, enjuaga inmediatamente y acude al médico de urgencia.
- Si no vas a utilizar tus RYZR Airboots durante un período prolongado, recarga la batería aproximadamente cada tres meses.
- Mantén siempre las baterías fuera del alcance de los niños. La ingestión o un manejo inadecuado puede provocar lesiones graves.

PRODUCTO

Función «Deflate»

5 programas de masaje diferentes

Cámaras controlables individualmente

5 cámaras superpuestas con compresión de aire



Control inteligente

Temporizador de hasta 60 minutos

Inalámbrico

Baterías recargables

Duración de la batería: 2,5 horas (dependiendo del nivel y el modo seleccionados) Capacidad de la batería: 2600 mAh

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	RYZR Airboots (Dispositivo de masaje por compresión)
Modelo	S: A200277.14 M: A200277.15 L: A200277.16 XL: A200277.17
Rango de presión	Ajustable entre 40 y 180 mmHg
Potencia nominal	25 W
Tensión nominal	7,3 V ~ 18,98 Wh
Tensión de entrada	5 V 2 A
Capacidad de la batería	2600 mAh
Programas de masaje	M1 Alivio de la fatiga M2 Activación muscular M3 Recuperación post-entrenamiento M4 Relajación general M5 Cuidado profundo
Ajuste de tiempo	15–60 min en intervalos de 5 minutos
Niveles de presión	30 niveles, 5 mmHg por nivel
Batería/Acumulador	No instalada de forma permanente

TABLA DE TALLAS AIRBOOTS

	L × A × H (cm)
S	84.0 × 38.0 × 14.0
M	94.0 × 38.0 × 14.0
L	102.0 × 38.0 × 15.0
XL	112.0 × 40.0 × 15.0



Unidad de control con pantalla



Regulador de emergencia



Cremallera de alta calidad



Parche reemplazable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 par de RYZR Airboots con bolsa de almacenamiento
 2 cables de carga
 2 baterías con funda de almacenamiento

Documentos incluidos en el envío:
 1 Guía de inicio rápido
 1 Tarjeta de contacto del servicio de atención al cliente



Baterías recargables / 2600 mAh




Cable de carga



Bolsa de almacenamiento

ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO



COMPONENTES Y FUNCIONES



Conexión de la aplicación

Situación de la Cámara

Intensificación de la superficie

Estado de la batería


Acoplamiento



FUNCIONAMIENTO


Inserción de la batería

Inserta con cuidado las baterías cargadas en el controlador. Asegúrate de que encajan completamente; oirás un «clic» distintivo cuando estén correctamente colocadas.



Extracción de la batería

Primero finaliza la sesión y apaga el dispositivo. A continuación, pulsa el botón de liberación de la batería marcado como «OPEN» en el lateral del controlador




Antes del primer uso

Antes de utilizar tus RYZR Airboots por primera vez, prepáralas cuidadosamente:

- Carga completa de las baterías: Carga ambas baterías completamente, idealmente durante unas tres horas. Utiliza el cable USB-C suministrado con un adaptador de corriente de 5V / 2 A.
- Comprueba el estado de carga: Durante la carga, los LED de la batería parpadean. Cuando los cuatro LED permanecen encendidos, la batería está completamente cargada.
- Inserta las baterías: Inserta con cuidado las baterías cargadas en el controlador.
- Inspección: Comprueba todos los componentes. Busca daños, torsiones o fugas. Si observas algo inusual, contacta con support@ryzr.de.

Aplicación

- No utilices las RYZR Airboots cerca de gases inflamables, fuentes de calor o campos electromagnéticos fuertes.
- Ponte las Airboots: Coloca las RYZR Airboots en ambas piernas. Comprueba que las cremalleras estén completamente cerradas.
- Ponte cómodo/a: Adopta una posición tumbada o sentada relajada. Elevar ligeramente las piernas favorece el flujo linfático.
- Enciende el dispositivo: Pulsa brevemente el botón de encendido. La pantalla del controlador se iluminará – modo de espera activo.
- Selecciona un modo: Utiliza el botón MODE para elegir uno de los cinco programas preestablecidos.
- Ajusta la presión: Utiliza los botones «PRESSURE +» y «PRESSURE –». Puedes modificar la presión durante una sesión activa.
- Establece la duración: Utiliza el botón «TIME» para configurar entre 15 y 60 minutos en intervalos de 5 minutos.
- Inicia el masaje: Pulsa de nuevo el botón de encendido. Para finalizar antes, pulsa el mismo botón.
- Función de emergencia: Desliza el interruptor «Emergency Pressure Relief» a «ON» si sientes molestias. La presión se libera inmediatamente.
- Apagado y desinflado: Tras el tiempo establecido, las RYZR Airboots vuelven al modo de espera. Sin actividad durante 60 segundos, se apagan automáticamente. Apagado manual: mantén pulsado el botón de encendido 2 segundos.



DESACTIVACIÓN INDIVIDUAL DE ZONAS DE MASAJE

Tus RYZR Airboots disponen de cinco cámaras de masaje activables individualmente, del pie al muslo. Por defecto, las cinco están activadas. Se pueden desactivar cámaras individuales antes de iniciar una sesión.

En modo de espera, mantén pulsado «PRESSURE +» durante un segundo para acceder a la vista de selección de cámaras. Usa «PRESSURE +» y «PRESSURE -» para seleccionar.

Las cámaras activadas se muestran en gris claro; las desactivadas, más oscuras. Confirma con el botón de inicio.

Nota: La configuración se guarda incluso tras apagar el dispositivo. No es posible modificar durante una sesión activa.

EXTENSIÓN DEL TIEMPO DE MASAJE PARA ZONAS SELECCIONADAS

En el modo «Workout Recovery» puedes seleccionar zonas específicas para un tratamiento más intensivo. La zona seleccionada recibe dos pasadas adicionales al mismo nivel de presión. Mantén pulsado «PRESSURE -» durante un segundo para acceder a la selección.

Esto permite dedicar más atención a grupos musculares específicos sin alterar la secuencia general. Esta función solo está disponible en el modo «Workout Recovery» y solo antes de iniciar una sesión.



Imagen 1










Imagen 2


ALMACENAMIENTO

Después del uso, puedes plegar tus RYZR Airboots de forma compacta y guardarlas en las bolsas suministradas.

<p>Paso 1: Tras la descompresión, dobla y coloca en plano.</p>	<p>Paso 2: Pliega los dos extremos juntos.</p>	<p>Paso 3: Dobla por la mitad de nuevo.</p>
		
<p>Paso 4: Pliega los extremos completamente.</p>	<p>Paso 5: Abre la bolsa de almacenamiento e introduce las RYZR Airboots.</p>	<p>Paso 6: Cierra la bolsa y guárdala.</p>
		

DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS

Modos «Fatigue Relief» y «Training Activation»:




Fatigue Relief / Alivio de la fatiga:
(Alivia y revitaliza las piernas cansadas)

En el modo «Fatigue Relief», el masaje comienza en el pie y asciende hacia el muslo. Las cámaras de compresión se activan secuencialmente hasta presurizar todas las zonas de manera uniforme. A continuación se produce una liberación completa. El objetivo es favorecer el retorno venoso, reducir la acumulación de líquidos y aliviar la sensación de pesadez.

Training Activation / Activación muscular:
(Prepara la musculatura para el esfuerzo)

Diseñado para la preparación antes de la actividad deportiva. Sigue la misma secuencia ascendente que «Fatigue Relief», pero la presión se mantiene más tiempo, preparando específicamente la musculatura para el esfuerzo.

Modos «Workout Recovery»:




Workout Recovery / Recuperación post-entrenamiento:
(Favorece la recuperación tras la actividad física)

Especialmente diseñado para la recuperación tras la actividad física, ofrece un masaje profundo estimulante de la circulación. La secuencia sigue un ritmo regular y superpuesto: la cámara inferior se llena de aire y la presión se mantiene brevemente. La siguiente cámara comienza a llenarse mientras la anterior se libera. Esta alternancia continúa hasta la cámara superior.

Durante toda la sesión, siempre hay dos cámaras activas, creando un patrón de presión fluido y deslizante a lo largo de la pierna.

En este modo, puedes seleccionar zonas específicas para tratamiento más intensivo o excluirlas por completo (véanse las páginas 51 y 52).

Modo «Overall Relaxation»:




Overall Relaxation /
Relajación general:
(Masaje suave para
una relajación
completa)

Utiliza una secuencia de masaje progresiva. Inicialmente, solo se activa la cámara inferior. Se llena de aire, la presión se mantiene brevemente y luego se libera. Este proceso se repite antes de añadir cámaras adicionales. Con cada repetición, la secuencia se amplía con una cámara más. Una vez que las cinco cámaras han completado el ciclo, la secuencia comienza de nuevo.

Este ritmo tranquilo y progresivo crea un masaje uniforme a lo largo de toda la pierna – ideal para veladas relajadas o la recuperación tras largos períodos de pie o sentado.


Modo «Deep Care»:



Deep Care /
Cuidado profundo:
(Trata
específicamente las
tensiones profundas)

Ofrece un masaje especialmente focalizado para liberar tensiones profundas. Cada cámara se activa individualmente para aplicar presión concentrada. La presión se mantiene brevemente y se libera suavemente antes de pasar a la siguiente cámara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
Las RYZR Airboots no se encienden	La batería está completamente descargada	Carga completamente las baterías
Las baterías no se cargan	El cable de carga no está correctamente conectado	Comprueba la conexión
	El cable de carga está dañado	Utiliza un cable USB-C en buen estado
	El cable es incompatible	Utiliza un adaptador con puerto USB-A y potencia suficiente
Se apagan durante el uso	Batería agotada / Conexión neumática interrumpida	Carga las baterías / Comprueba tubos y conexiones
 Las cámaras no se llenan correctamente	Circulación de aire alterada	Verifica que las conexiones estén bien fijadas
Mensaje de error o comportamiento inusual	Fallo técnico	Contacta con: support@ryzr.de

Para cualquier otro problema, contacta con: support@ryzr.de

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda? ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros! Nuestro equipo estará encantado de ayudarte. Envíanos un correo a support@ryzr.de.

Si tu producto está defectuoso o deseas enviarlo para su revisión, contacta con nosotros de inmediato con tu número de pedido.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RoHS

Nuestros productos cumplen con la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (2011/65/UE) (RoHS 2.0).

Cadmio (Cd): <100 ppm	Plomo (Pb): <1.000 ppm
Mercurio (Hg): <1.000 ppm	Cromo hexavalente (Cr VI): <1.000 ppm
Bifenilos polibromados (PBB): <1.000 ppm	Difenil éteres polibromados (PBDE): <1.000 ppm
Ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP): <1.000 ppm	Ftalato de bencilo y butilo (BBP): <1.000 ppm
Ftalato de dibutilo (DBP): <1.000 ppm	Ftalato de diisobutilo (DIBP): <1.000 ppm

DIRECTIVA RAEE

Manipulación adecuada de este producto



Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales. Debe reciclarse de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos. Para devolver un aparato usado, utiliza el sistema de recogida o contacta con el distribuidor.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le RYZR Airboots sono un moderno dispositivo per massaggi dotato di componenti elettrici. Sono state progettate per funzionare in modo sicuro e affidabile. Ti preghiamo tuttavia di considerare che un uso o una manutenzione impropri possono causare lesioni o problemi tecnici. Per garantire un utilizzo sicuro delle tue RYZR Airboots, leggi attentamente e integralmente le seguenti istruzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.

Controindicazioni

Le RYZR Airboots sono destinate all'uso da parte di adulti sani e sono particolarmente indicate per il recupero dopo l'attività sportiva o una lunga giornata. Se sei attualmente in cura medica o non sei sicuro/a che il dispositivo sia adatto a te, consulta il tuo medico prima dell'uso, in particolare dopo interventi chirurgici recenti o in presenza di patologie preesistenti.

Non utilizzare il dispositivo nei seguenti casi:

- Patologie respiratorie come edema polmonare o insufficienza polmonare cronica
- Insufficienza cardiaca, gravi patologie cardiache o pacemaker
- Trombosi, disturbi della coagulazione, malattie venose infiammatorie
- Ferite, infezioni o alterazioni cutanee infiammatorie nella zona di applicazione
- Disturbi della circolazione arteriosa o arteriosclerosi avanzata
- Gravidanza – non sono disponibili studi clinici sull'uso durante la gravidanza
- Trapianti cutanei recenti
- Patologie renali accompagnate da edemi
- Impianti o articolazioni artificiali nella zona di applicazione diretta
- Tumori, fratture, dolore intenso o intorpidimento alle gambe

Note generali sull'uso

- Utilizza le RYZR Airboots esclusivamente sulle gambe.
- Conserva le RYZR Airboots fuori dalla portata dei bambini. Assicurati che i bambini non utilizzino le RYZR Airboots senza supervisione e non giochino con esse.
- Le persone con capacità fisiche o cognitive limitate devono utilizzare le RYZR Airboots solo sotto supervisione.
- Non consumare alcol prima dell'uso.
- In caso di disturbi come dolore, difficoltà respiratorie, vertigini o lividi: interrompi immediatamente l'uso e consulta un medico.
- Assumi una posizione comoda e rilassata – sollevare leggermente le gambe può potenziare l'effetto.
- Consigliamo di iniziare con il livello di pressione più basso e di aumentarlo gradualmente.



RYZR Airboots comply with applicable EU safety, health, and environmental protection requirements.

Istruzioni di sicurezza aggiuntive

- Non apportare modifiche tecniche al dispositivo. Le manipolazioni possono causare rischi per la sicurezza o malfunzionamenti e invalidare la garanzia.
- In caso di fastidio durante l'uso, puoi attivare in qualsiasi momento la valvola di sfogo d'emergenza. Questo rilascia immediatamente la pressione. Rimetti poi la valvola su «OFF».
- Non utilizzare le RYZR Airboots in prossimità di gas infiammabili, fonti di calore o campi elettromagnetici intensi.
- Proteggi le RYZR Airboots dall'umidità, da liquidi corrosivi e dalla polvere. Nessun liquido deve penetrare nel dispositivo.
- Non posizionare oggetti appuntiti (ad es. aghi) in prossimità delle RYZR Airboots.
- Tieni le RYZR Airboots lontane da bambini e animali domestici – pericolo di soffocamento e strangolamento!
- Rimuovi regolarmente polvere e pelucchi dall'unità di controllo e dai raccordi, preferibilmente con un panno asciutto.
- Non utilizzare le RYZR Airboots durante il sonno.
- Controlla lo stato delle tue RYZR Airboots prima di ogni utilizzo. Non utilizzarle in caso di perdite o danni visibili.
- Assicurati che le cerniere siano chiuse e che gli accessori a piedi e caviglie siano rimossi prima dell'avvio.
- Non utilizzare le RYZR Airboots insieme ad altri dispositivi elettronici o apparecchiature mediche.
- In caso di problemi tecnici o malfunzionamenti, spegni le RYZR Airboots e contatta il servizio clienti RYZR.
- Non far cadere le RYZR Airboots e non sottoporle a urti.
- Assicura condizioni ambientali adeguate durante l'uso (5–40 °C, umidità max. 90 %, altitudine max. 3.000 m).
- Non lavare le RYZR Airboots in lavatrice. Se necessario, pulisci delicatamente la superficie con un panno umido e un detergente delicato.
- Le RYZR Airboots non devono essere strizzate, stirate, asciugate in asciugatrice o con altre fonti di calore. Non utilizzare candeggina.

Istruzioni di sicurezza per batterie agli ioni di litio

- Utilizza esclusivamente le batterie fornite con le tue RYZR Airboots.
- Non aprire, smontare o deformare la batteria – pericolo di cortocircuito, incendio o esplosione.
- Tieni la batteria lontana da fuoco, fonti di calore, luce solare diretta e acqua.
- Non conservare le batterie insieme a oggetti metallici (ad es. chiavi, catene, forcine).
- Se la batteria si gonfia, si surriscalda, perde liquido, si deforma o emette un odore insolito, cessa immediatamente l'uso e contatta il servizio clienti RYZR.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evita il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto cutaneo, risciacqua abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, non strofinare, risciacqua immediatamente e consulta un medico d'urgenza.
- Se non utilizzi le tue RYZR Airboots per un periodo prolungato, ricarica la batteria circa ogni tre mesi.
- Conserva sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione o un uso improprio possono causare lesioni gravi.

PRODOTTO

Funzione deflate

5 diversi programmi di massaggio

Camere controllabili singolarmente

5 camere sovrapposte con compressione d'aria



Controllo intelligente

Tempo massimo: 60 minuti

Wireless

Batterie sostituibili

Durata della batteria: 2,5 ore (a seconda del livello e della modalità selezionati) Capacità della batteria: 2600 mAh

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto	RYZR Airboots (Dispositivo di massaggio a compressione)
Modello	S: A200277.14 M: A200277.15 L: A200277.16 XL: A200277.17
Intervallo di pressione	Regolabile tra 40 e 180 mmHg
Potenza nominale	25 W
Tensione nominale	7,3 V --- 18,98 Wh
Tensione di ingresso	5 V 2 A
Capacità della batteria	2600 mAh
Programmi di massaggio	M1 Sollievo dalla fatica M2 Attivazione muscolare M3 Recupero post-allenamento M4 Rilassamento generale M5 Trattamento profondo
Impostazione tempo	15-60 min con incrementi di 5 minuti
Livelli di pressione	30 livelli, 5 mmHg per livello
Batteria/Accumulatore	Non installata in modo permanente

TABELLA TAGLIE AIRBOOTS

	L × P × H (cm)
S	84.0 × 38.0 × 14.0
M	94.0 × 38.0 × 14.0
L	102.0 × 38.0 × 15.0
XL	112.0 × 40.0 × 15.0



Unità di controllo con display



Regolatore di emergenza



Cerniera di alta qualità



Toppa sostituibile

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 paio di RYZR Airboots con borsa portaoggetti
 2 cavi di ricarica
 2 batterie con custodia portaoggetti

Documenti inclusi nella fornitura:
 1 Guida rapida
 1 Scheda contatti del servizio clienti



Batterie ricaricabili / 2600 mAh




Cavo di ricarica




Borsa portaoggetti

STRUTTURA PRINCIPALE DEL DISPOSITIVO



COMPONENTI E FUNZIONI


Connessione all'app



UTILIZZO


Inserimento della batteria

Inserisci con cura le batterie cariche nell'unità di controllo. Assicurati che siano completamente agganciate – sentirai un «clik» distinto quando sono correttamente posizionate.



Rimozione della batteria

Termina prima la sessione e spegni il dispositivo. Poi premi il pulsante di sblocco della batteria contrassegnato «OPEN» sul lato dell'unità di controllo.




Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare le tue RYZR Airboots per la prima volta, preparale con cura:

- Carica completa delle batterie: Carica entrambe le batterie completamente, idealmente per circa tre ore. Utilizza il cavo USB-C fornito con un alimentatore da 5 V / 2 A.
- Verifica lo stato di carica: Durante la ricarica, i LED sulla batteria lampeggiano. Quando tutti e quattro i LED sono accesi fissi, la batteria è completamente carica.
- Inserisci le batterie: Inserisci con cura le batterie cariche nell'unità di controllo.
- Ispezione: Controlla tutti i componenti. Cerca danni, torsioni o perdite. In caso di anomalie, contatta support@ryzr.de.

Applicazione

- Non utilizzare le RYZR Airboots in prossimità di gas infiammabili, fonti di calore o campi elettromagnetici intensi.
- Indossa le Airboots: Infilare le RYZR Airboots su entrambe le gambe. Assicurati che le cerniere siano completamente chiuse.
- Mettiti comodo/a: Assumi una posizione sdraiata o seduta rilassata. Sollevare leggermente le gambe favorisce il flusso linfatico.
- Accendi il dispositivo: Premi brevemente il pulsante di accensione. Il display dell'unità di controllo si illumina – modalità standby attiva.
- Seleziona una modalità: Usa il pulsante MODE per scegliere uno dei cinque programmi preimpostati.
- Regola la pressione: Utilizza i pulsanti «PRESSURE +» e «PRESSURE -». Puoi modificare la pressione anche durante una sessione attiva.
- Imposta la durata: Usa il pulsante «TIME» per impostare tra 15 e 60 minuti con incrementi di 5 minuti.
- Avvia il massaggio: Premi nuovamente il pulsante di accensione. Per terminare anticipatamente, premi lo stesso pulsante.
- Funzione di emergenza: In caso di fastidio, sposta l'interruttore «Emergency Pressure Relief» su «ON». La pressione viene rilasciata immediatamente.
- Spegnimento e sgonfiaggio: Al termine del tempo impostato, le RYZR Airboots tornano in standby. Senza attività per 60 secondi, si spengono automaticamente. Spegnimento manuale: tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.



DISATTIVAZIONE INDIVIDUALE DELLE ZONE DI MASSAGGIO

Le tue RYZR Airboots dispongono di cinque camere di massaggio attivabili individualmente, dal piede alla coscia. Per impostazione predefinita, tutte e cinque le camere sono attive. Se necessario, singole camere possono essere disattivate prima dell'inizio di una sessione.

In modalità standby, tieni premuto «PRESSURE +» per circa un secondo per accedere alla selezione delle camere.

Le camere attivate vengono visualizzate in grigio chiaro; quelle disattivate appaiono più scure. Conferma con il pulsante di avvio.

Nota: L'ultima configurazione scelta viene memorizzata anche dopo lo spegnimento. Non è possibile modificare durante una sessione attiva.

ESTENSIONE DEL TEMPO DI MASSAGGIO PER ZONE SELEZIONATE

In modalità «Workout Recovery» puoi selezionare zone specifiche per un trattamento più intensivo. La zona selezionata riceve due passaggi aggiuntivi allo stesso livello di pressione. Tieni premuto «PRESSURE →» per circa un secondo per accedere alla selezione.

Questo ti consente di dedicare maggiore attenzione a specifici gruppi muscolari senza alterare la sequenza complessiva.

Questa funzione è disponibile solo in modalità «Workout Recovery» e solo prima dell'inizio di una sessione.



Figure 1









Figure 2

CONSERVAZIONE


Dopo l'uso, puoi piegare le tue RYZR Airboots in modo compatto e riporle nelle borse fornite.

Fase 1: Dopo la decompressione, piega e stendi in piano.	Fase 2: Piega le due estremità insieme.	Fase 3: Piega nuovamente a metà.
		
Fase 4: Piega completamente le estremità.	Fase 5: Apri la borsa portaoggetti e inserisci le RYZR Airboots.	Fase 6: Chiudi la borsa e riponila.



DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ

Modalità «Fatigue Relief» e «Training Activation»:




**Fatigue Relief /
Sollievo dalla fatica:**
(Allevia e rivitalizza le
gambe pesanti)

In modalità «Fatigue Relief», il massaggio inizia dal piede e risale verso la coscia. Le camere di compressione vengono attivate in sequenza fino a pressurizzare uniformemente tutte le zone. Segue un rilascio completo della pressione. L'obiettivo è favorire il ritorno venoso, ridurre l'accumulo di liquidi e alleviare la sensazione di pesantezza.

**Training Activation /
Attivazione muscolare:**
(Prepara la
muscolatura allo
sforzo)

Progettata per la preparazione prima dell'attività sportiva. Segue la stessa sequenza ascendente della modalità «Fatigue Relief», ma la pressione viene mantenuta più a lungo, preparando specificamente la muscolatura allo sforzo.

Modalità «Workout Recovery»:



**Workout Recovery /
Recupero post-
allenamento:**
(Supporta il recupero
dopo l'attività fisica)


Specificamente progettata per il recupero dopo l'attività fisica, offre un massaggio profondo che stimola la circolazione.

La sequenza segue un ritmo regolare e sovrapposto: la camera inferiore nella zona del piede si riempie d'aria e la pressione viene brevemente mantenuta. La camera successiva inizia a riempirsi mentre la precedente si svuota. Questa alternanza prosegue fino alla camera superiore.

Durante tutta la sessione, due camere sono sempre attive, creando un flusso di pressione scorrevole lungo la gamba.

In questa modalità puoi selezionare zone specifiche per un trattamento più intenso o escluderle completamente (vedi pagine 65 e 66).

Modalità «Overall Relaxation»:




Overall Relaxation /
Rilassamento
generale:
(Massaggio delicato
per un rilassamento
completo)

La modalità «Overall Relaxation» utilizza una sequenza di massaggio progressiva. Inizialmente si attiva solo la camera inferiore. Si riempie d'aria, la pressione viene brevemente mantenuta e poi completamente rilasciata.

Ad ogni ripetizione successiva, la sequenza si amplia di una camera. Una volta completato il ciclo di tutte e cinque le camere, la sequenza ricomincia.

Questo ritmo calmo e progressivo crea un massaggio uniforme su tutta la gamba – ideale per serate rilassate o il recupero dopo lunghi periodi in piedi o seduti.

Modalità «Deep Care»:



Deep Care /
Trattamento profondo:
(Agisce specificamente
sulle tensioni
profonde)

La modalità «Deep Care» offre un massaggio particolarmente mirato per sciogliere le tensioni profonde. Ogni camera viene attivata singolarmente per applicare una pressione focalizzata. La pressione viene brevemente mantenuta e delicatamente rilasciata prima di passare alla camera successiva.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Le RYZR Airboots non si accendono	La batteria è completamente scarica	Carica completamente le batterie
Le batterie non si caricano	Il cavo di ricarica non è collegato correttamente	Verifica il collegamento
	Il cavo di ricarica è danneggiato	Utilizza un cavo USB-C funzionante
	Il cavo è incompatibile	Utilizza un alimentatore con porta USB-A e potenza sufficiente
Si spengono durante l'uso	Batteria esaurita / Collegamento pneumatico interrotto	Carica le batterie / Verifica tubi e raccordi
 Le camere non si riempiono correttamente	Circolazione dell'aria compromessa	Verifica che tutti i raccordi siano ben fissati
Messaggio di errore o comportamento insolito	Guasto tecnico	Contatta il servizio clienti: support@ryzr.de

Per qualsiasi altro problema, contatta: support@ryzr.de

SERVIZIO CLIENTI

Hai domande o hai bisogno di assistenza? Non esitare a contattarci! Il nostro team di assistenza sarà lieto di aiutarti in modo rapido e semplice. Scrivici a support@ryzr.de.

Se il tuo prodotto è difettoso o desideri spedirlo per un controllo, contattaci immediatamente con il tuo numero d'ordine.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RoHS

I nostri prodotti sono conformi alla Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (2011/65/UE) (RoHS 2.0).

Cadmio (Cd): <100 ppm	Piombo (Pb): <1,000 ppm
Mercurio (Hg): <1,000 ppm	Cromo esavalente (Cr VI): <1,000 ppm
Bifenili polibromurati (PBB): <1,000 ppm	Difenil etero polibromurato (PBDE): <1,000 ppm
Ftalato di bis(2- etilesile) (DEHP): <1,000 ppm	Ftalato di benzile e butile (BBP): <1,000 ppm
Ftalato di dibutile (DBP): <1,000 ppm	Ftalato di diisobutile (DIBP): <1,000 ppm

DIRETTIVA RAEE

Corretto smaltimento di questo prodotto



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, il prodotto deve essere riciclato in modo responsabile. Per restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore.

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

RYZR Airboots to nowoczesne urządzenie do masażu wyposażone w komponenty elektryczne. Zostało zaprojektowane tak, aby działało bezpiecznie i niezawodnie. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja może prowadzić do obrażeń lub problemów technicznych.

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z RYZR Airboots, prosimy o dokładne i pełne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem.

Przeciwwskazania

RYZR Airboots są przeznaczone do użytku przez zdrowych dorosłych i są szczególnie odpowiednie do regeneracji po aktywności fizycznej lub długim dniem. Jeśli jesteś obecnie pod opieką lekarską lub nie jesteś pewien/pewna, czy urządzenie jest dla Ciebie odpowiednie, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

Nie używaj urządzenia w następujących przypadkach:

- Choroby układu oddechowego, takie jak obrzęk płuc lub przewlekła niewydolność płuc
- Niewydolność serca, poważne choroby serca lub rozruszniki serca
- Zakrzepica, zaburzenia krzepnięcia krwi, zapalne choroby żył
- Rany, infekcje lub zapalne zmiany skórne w obszarze stosowania
- Zaburzenia krążenia tętniczego lub zaawansowana miażdżyca
- Cięża – brak badań klinicznych dotyczących stosowania w ciąży
- Niedawne przeszczepy skóry
- Choroby nerek z towarzyszącymi obrzękami
- Implanty lub sztuczne stawy w bezpośrednim obszarze stosowania
- Guzy, złamania, silny ból lub drętwienie nóg

Ogólne wskazania dotyczące użytkowania

- Używaj RYZR Airboots wyłącznie na nogach.
- Przechowuj RYZR Airboots poza zasięgiem dzieci. Upewnij się, że dzieci nie używają RYZR Airboots bez nadzoru i nie bawią się nimi.
- Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub poznawczymi powinny używać RYZR Airboots wyłącznie pod nadzorem.
- Nie spożywaj alkoholu przed użyciem.
- W przypadku dolegliwości takich jak ból, duszność, zawroty głowy lub siniaki: natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Przyjmij wygodną, zrelansowaną pozycję – lekkie uniesienie nóg może wzmocnić efekt.
- Zalecamy rozpoczęcie od najniższego poziomu ciśnienia i stopniowe jego zwiększanie.



RYZR Airboots spełniają obowiązujące w UE wymogi dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie dokonuj żadnych modyfikacji technicznych urządzenia. Manipulacje mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa lub awarie i mogą unieważnić gwarancję.
- W przypadku dyskomfortu podczas użytkowania możesz w każdej chwili aktywować zawór awaryjny. Powoduje to natychmiastowe uwolnienie ciśnienia. Następnie ustaw zawór z powrotem na «OFF».
- Nie używaj RYZR Airboots w pobliżu gazów łatwopalnych, źródeł ciepła lub silnych pól elektromagnetycznych.
- Chroń RYZR Airboots przed wilgocią, żrącymi cieczami i kurzem. Żaden płyn nie może dostać się do urządzenia.
- Nie umieszczaj ostrych przedmiotów (np. igieł) w pobliżu RYZR Airboots.
- Trzymaj RYZR Airboots z dala od dzieci i zwierząt domowych – ryzyko uduszenia i zaduszenia!
- Regularnie usuwaj kurz i kłaczki z jednostki sterującej i połączeń węży, najlepiej suchą szmatką.
- Nie używaj RYZR Airboots podczas snu.
- Sprawdź stan RYZR Airboots przed każdym użyciem. Nie używaj ich w przypadku nieszczelności lub widocznych uszkodzeń.
- Upewnij się, że zamki błyskawiczne są zamknięte, a akcesoria z kostek i stóp zostały zdjęte przed uruchomieniem.
- Nie używaj RYZR Airboots razem z innymi urządzeniami elektronicznymi lub sprzętem medycznym.
- W przypadku problemów technicznych lub awarii wyłącz RYZR Airboots i skontaktuj się z obsługą klienta RYZR.
- Nie upuszczaj RYZR Airboots i nie narażaj ich na wstrząsy.
- Zapewnij odpowiednie warunki otoczenia podczas użytkowania (5–40 °C, wilgotność maks. 90%, wysokość maks. 3000 m).
- Nie pierz RYZR Airboots w pralce. W razie potrzeby delikatnie wytrzyj powierzchnię wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.
- RYZR Airboots nie wolno wyżymac, prasować, suszyć w suszarce ani innymi źródłami ciepła. Nie używaj wybielaczy.

Instrukcje bezpieczeństwa dla akumulatorów litowo-jonowych

- Używaj wyłącznie akumulatorów dostarczonych z RYZR Airboots.
- Nie otwieraj, nie rozmontowuj ani nie odkształcaj akumulatora – ryzyko zwarcia, pożaru lub wybuchu.
- Trzymaj akumulator z dala od ognia, źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wody.
- Nie przechowuj akumulatorów razem z metalowymi przedmiotami (np. kluczami, łańcuszkami, spinkami).
- Jeśli akumulator puchnie, przegrzewa się, wycieka, odkształca się lub wydziela nietypowy zapach, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z obsługą klienta RYZR.
- W przypadku wycieku płynu z akumulatora unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą spłucz obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami nie trzyj, natychmiast spłucz i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli nie używasz RYZR Airboots przez dłuższy czas, ładuj akumulator mniej więcej co trzy miesiące.
- Zawsze przechowuj akumulatory poza zasięgiem dzieci. Połknięcie lub niewłaściwe obchodzenie się może spowodować poważne obrażenia.

PRODUKT

Funkcja deflacji

5 różnych programów masażu

Komory z indywidualną regulacją

5 nakładających się komór z kompresją powietrza



Inteligentne sterowanie

Czas pracy do 60 minut

Bezprzewodowy

Wymienne baterie

Czas pracy na baterii: 2,5 godziny (w zależności od wybranego poziomu i trybu) Pojemność baterii: 2600 mAh

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu	RYZR Airboots (Urządzenie do masażu kompresyjnego)
Model	S: A200277.14 M: A200277.15 L: A200277.16 XL: A200277.17
Zakres ciśnienia	Regulowane w zakresie 40–180 mmHg
Moc znamionowa	25 W
Napięcie znamionowe	7,3 V --- 18,98 Wh
Napięcie wejściowe	5 V 2 A
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Programy masażu	M1 Ulga w zmęczeniu M2 Aktywacja mięśni M3 Regeneracja po treningu M4 Ogólny relaks M5 Terapia głęboka
Ustawienia czasu	15–60 min w odstępach 5-minutowych
Poziomy ciśnienia	30 poziomów, 5 mmHg na poziom
Akumulator	Nie zainstalowany na stałe

TABELA ROZMIARÓW AIRBOOTS

	D × S × W (cm)
S	84.0 × 38.0 × 14.0
M	94.0 × 38.0 × 14.0
L	102.0 × 38.0 × 15.0
XL	112.0 × 40.0 × 15.0



Moduł sterujący z wyświetlaczem



Regulator awaryjny



Wysokiej jakości zamek błyskawiczny



Wymienna nasadka

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 para RYZR Airboots z torbą do przechowywania
2 kable do ładowania
2 akumulatory z etui

Dokumenty zawarte w dostawie:
1 Skrócona instrukcja obsługi
1 Karta kontaktowa obsługi klienta



Akumulatory / 2600mAh




Kabel do ładowania




Torba do przechowywania

GŁÓWNA BUDOWA URZĄDZENIA



ELEMENTY I FUNKCJE


Połączenie z aplikacją



OBSŁUGA


Wkładanie akumulatora

Ostrożnie włóż naładowane akumulatory do jednostki sterującej. Upewnij się, że są w pełni zablokowane – usłyszysz wyraźne «kliknięcie», gdy są prawidłowo osadzone.



Wymowanie akumulatora

Najpierw zakończ sesję i wyłącz urządzenie. Następnie naciśnij przycisk zwalniania akumulatora oznaczony «OPEN» z boku jednostki sterującej.




Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem RYZR Airboots przygotuj je starannie:

- Pełne naładowanie akumulatorów: Naładuj oba akumulatory całkowicie, najlepiej przez około trzy godziny. Użyj dołączonego kabla USB-C z zasilaczem 5 V / 2 A.
- Sprawdź stan naładowania: Podczas ładowania diody LED na akumulatorze migają. Gdy wszystkie cztery diody świecą się ciągle, akumulator jest w pełni naładowany.
- Włóż akumulatory: Ostrożnie włóż naładowane akumulatory do jednostki sterującej.
- Inspekcja: Sprawdź wszystkie komponenty. Szukaj uszkodzeń, skręceń lub nieszczelności. W razie nieprawidłowości skontaktuj się z support@ryzr.de.

Zastosowanie

- Nie używaj RYZR Airboots w pobliżu gazów łatwopalnych, źródeł ciepła lub silnych pól elektromagnetycznych.
- Załóż Airboots: Nałóż RYZR Airboots na obie nogi. Upewnij się, że zamki błyskawiczne są całkowicie zamknięte.
- Ułóż się wygodnie: Przyjmij zrelaksowaną pozycję leżącą lub siedzącą. Lekkie uniesienie nóg wspiera przepływ limfy.
- Włącz urządzenie: Krótco naciśnij przycisk zasilania. Wyświetlacz jednostki sterującej zaświeci się – tryb gotowości aktywny.
- Wybierz tryb: Użyj przycisku MODE, aby wybrać jeden z pięciu predefiniowanych programów.
- Ustaw ciśnienie: Użyj przycisków «PRESSURE +» i «PRESSURE -». Możesz zmienić ciśnienie również podczas aktywnej sesji.
- Ustaw czas trwania: Użyj przycisku «TIME», aby ustawić od 15 do 60 minut w odstępach 5-minutowych.
- Rozpocznij masaż: Ponownie naciśnij przycisk zasilania. Aby zakończyć wcześniej, naciśnij ten sam przycisk.
- Funkcja awaryjna: W przypadku dyskomfortu przesunij przełącznik «Emergency Pressure Relief» na «ON». Ciśnienie zostanie natychmiast uwolnione.
- Wyłączenie i funkcja opuszczania powietrza: Po upływie ustawionego czasu RYZR Airboots automatycznie przechodzą w tryb gotowości. Bez aktywności przez 60 sekund wyłączają się automatycznie. Ręczne wyłączenie: przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.



INDYWIDUALNA DEZAKTYWACJA STREF MASAŻU

Twoje RYZR Airboots mają pięć indywidualnie aktywowanych komór masażu, od stopy do uda. Domyślnie wszystkie pięć komór jest aktywnych. W razie potrzeby poszczególne komory można dezaktywować przed rozpoczęciem sesji.

W trybie gotowości przytrzymaj «PRESSURE +» przez około sekundę, aby przejść do widoku wyboru komór.


Aktywne komory wyświetlane są jasnoszarym kolorem; dezaktywowane – ciemniejszym. Potwierdź przyciskiem start.

Uwaga: Ostatnia wybrana konfiguracja jest zapamiętywana nawet po wyłączeniu. Zmiany podczas aktywnej sesji nie są możliwe.


WYDŁUŻENIE CZASU MASAŻU DLA WYBRANYCH STREF

W trybie «Workout Recovery» możesz wybrać określone strefy do intensywniejszego masażu. Wybrana strefa otrzymuje dwa dodatkowe przejścia przy tym samym poziomie ciśnienia. Przytrzymaj «PRESSURE →» przez około sekundę, aby uzyskać dostęp do wyboru.

Pozwala to poświęcić więcej uwagi określonym grupom mięśniowym bez zmiany ogólnej sekwencji. Funkcja dostępna tylko w trybie «Workout Recovery» i tylko przed rozpoczęciem sesji.



Rysunek 1






Rysunek 2



PRZECHOWYWANIE

Po użyciu możesz kompaktowo złożyć RYZR Airboots i schować je w dostarczonych torbach.

Krok 1: Po dekompresji złóż na płasko	Krok 2: Złóż oba końce razem.	Krok 3: Złóż ponownie na pół.
--	----------------------------------	----------------------------------




Krok 4: Złóż końce całkowicie.	Krok 5: Otwórz torbę i umieść RYZR Airboots.	Krok 6: Zamknij torbę i odłóż.
-----------------------------------	---	-----------------------------------



OPIS TRYBÓW

Tryb «Fatigue Relief» i «Training Activation»:




**Fatigue Relief /
Ulga w zmęczeniu:**
(Łagodzi i rewitalizuje
ciężkie nogi)

W trybie «Fatigue Relief» masaż rozpoczyna się od stopy i przesuwa się w górę ku udowi. Komory kompresyjne są aktywowane sekwencyjnie, aż wszystkie strefy zostaną równomiernie sprężone. Następuje całkowite uwolnienie ciśnienia. Celem jest wsparcie powrotu żylnego, zmniejszenie gromadzenia się płynów i złagodzenie uczucia ciężkości.

**Training Activation /
Aktywacja mięśni:**
(Przygotowuje
mięśnie do wysiłku)

Tryb przeznaczony do przygotowania przed aktywnością fizyczną. Masaż przebiega w tej samej sekwencji wstępującej co «Fatigue Relief», ale ciśnienie jest utrzymywane dłużej, przygotowując mięśnie do nadchodzącego wysiłku.

Tryb «Workout Recovery»:



**Workout Recovery /
Regeneracja po
treningu:**
(Wspiera regenerację
po aktywności
fizycznej)


Specjalnie zaprojektowany do regeneracji po aktywności fizycznej, oferuje głęboki masaż stymulujący krążenie.

Sekwencja przebiega w regularnym, nakładającym się rytmie: dolna komora w strefie stopy wypełnia się powietrzem, a ciśnienie jest krótko utrzymywane.

Kolejna komora zaczyna się napełniać, podczas gdy poprzednia się opuszcza. Podczas całej sesji zawsze dwie komory są aktywne, tworząc płynny, przesuwany wzór ciśnienia wzdłuż nogi.

W tym trybie możesz wybrać określone strefy do intensywniejszego masażu lub całkowicie je wykluczyć (patrz strony 79 i 80).

Tryb «Overall Relaxation»:




Overall Relaxation /
Ogólny relaks:
(Delikatny masaż dla
pełnego odprężenia)

Tryb «Overall Relaxation» wykorzystuje stopniową sekwencję masażu. Początkowo aktywowana jest tylko dolna komora. Napełnia się powietrzem, ciśnienie jest krótko utrzymywane, a następnie całkowicie uwalniane.

Z każdą kolejną powtórką sekwencja rozszerza się o jedną komorę. Po przejściu wszystkich pięciu komór cykl rozpoczyna się od nowa.

Ten spokojny, stopniowy rytm tworzy równomierny masaż wzdłuż całej nogi – idealny na relaksujące wieczory lub regenerację po długim staniu lub siedzeniu.

Tryb «Deep Care»:



Deep Care /
Terapia głęboka:
(Celuje w głęboko
osadzone napięcia)

Tryb «Deep Care» oferuje szczególnie ukierunkowany masaż w celu rozluźnienia głębokich napięć. Każda komora jest aktywowana indywidualnie, aby zastosować skoncentrowane ciśnienie. Ciśnienie jest krótko utrzymywane i delikatnie uwalniane przed przejściem do kolejnej komory.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
RYZR Airboots się nie włączają	Akumulator jest całkowicie rozładowany	Całkowicie naładuj akumulatory
Akumulatory się nie ładują	Kabel do ładowania nie jest prawidłowo podłączony	Sprawdź połączenie
	Kabel do ładowania jest uszkodzony	Użyj sprawnego kabla USB-C
	Kabel jest niekompatybilny	Użyj zasilacza z portem USB-A i wystarczającą mocą
Wyłączają się podczas użytkowania	Akumulator rozładowany / Połączenie pneumatyczne przerwane	Naładuj akumulatory / Sprawdź węże i złączki
 Komory nie napętniają się prawidłowo	Cyrkulacja powietrza zaburzona	Upewnij się, że wszystkie złączki są dobrze zamocowane
Komunikat o błędzie lub nietypowe zachowanie	Usterka techniczna	Skontaktuj się z obsługą klienta: support@ryzr.de

W przypadku innych problemów skontaktuj się z: support@ryzr.de

OBSŁUGA KLIENTA

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami! Nasz zespół obsługi klienta chętnie pomoże szybko i bezproblemowo. Napisz do nas na support@ryzr.de.

Jeśli Twój produkt jest wadliwy lub chcesz go odesłać, skontaktuj się z nami niezwłocznie, mając przygotowany numer zamówienia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI RoHS

Nasze produkty są zgodne z Dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (2011/65/UE) (RoHS 2.0).

Kadm (Cd): < 100 ppm	Ołów (Pb): < 1,000 ppm
Rtęć (Hg): < 1,000 ppm	Chrom sześciowartościowy (Cr VI): < 1,000 ppm
Polibromowane bifenyle (PBB): < 1,000 ppm	Polibromowane etery difenyłowe (PBDE): < 1,000 ppm
Ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP): < 1,000 ppm	Ftalan benzylobutylowy (BBP): < 1,000 ppm
Ftalan dibutyłowy (DBP): < 1,000 ppm	Ftalan diizobutyłowy (DIBP): < 1,000 ppm

DYREKTYWA WEEE

Prawidłowe postępowanie z tym produktem



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, produkt należy poddać odpowiedzialnemu recyklingowi. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą.



Contact

RYZR AG

Markgrafenstraße 3,
33602 Bielefeld, Germany

Support

support@ryzr.de
+49 521 976 940 00

Web & Social Media

Website

www.ryzr.de

Youtube

www.youtube.com/@ryzr_de

Instagram

www.instagram.com/ryzr.de

Online Shop

