



Smart control



Deflate function



Air Compression



2,5 h battery life



360° Massage



Produktbeschreibung

Version lang / 80 Wörter

RYZR Airboots - Weil RYZR schon die nächste Challenge im Blick haben

Erlebe schnellere Regeneration mit den kabellosen RYZR Airboots! Mit bis zu 2,5 Stunden Akkulaufzeit und 5 individuell steuerbaren Kammern bieten sie eine präzise Massage von Fuß bis Oberschenkel. Hochwertige Materialien sorgen für höchsten Komfort. Dank der automatischen Deflate-Funktion lassen sie sich nach Gebrauch leicht und platzsparend verstauen. Perfekt für Sportler und alle, die ihre Erholungszeiten verkürzen möchten. Schmerzfremde Regeneration war noch nie so einfach und effektiv..

Version kurz / 50 Wörter

RYZR Airboots - Weil RYZR schon die nächste Challenge im Blick haben

Erlebe schnellere Regeneration mit kabellosen RYZR Airboots! Mit 2,5 Stunden Akkulaufzeit und 5 steuerbaren Kammern bieten sie eine präzise Massage von Fuß bis Oberschenkel. Hochwertige Materialien sorgen für Komfort. Die automatische Deflate-Funktion ermöglicht platzsparendes Verstauen. Perfekt für Sportler und alle, die ihre Erholungszeiten verkürzen möchten.

Deflate-funktion

5 versch. Massage-programme

Individuell steuerbare Kammern

5 überlappende Kammern mit Luftkompression



Smart control

Zeitsteuerung bis 60 Minuten

Wireless

Austauschbare Batterien

Akkulaufzeit: 2,5 Stunden
Batteriekapazität: 2600 mAh

Wichtiger Hinweis

Verwende dieses Gerät nicht ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt, wenn du unter Rötungen, Schwellungen, akuten Schmerzen, Osteoporose, erhöhter Blutungsneigung, Embolieneigung, einem Herzschrittmacher, Fibromyalgie, rheumatischen Erkrankungen, Gelenkersatz, Tumorerkrankungen leidest oder schwanger bist. Dies gilt auch bei der Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten, offenen Wunden, frischen Frakturen, akuten Infektionen, Herzinsuffizienz, Thrombosen oder Lungenembolien.

Bitte beachte weitere Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Das Prinzip: Intermittierende pneumatische Kompression

RYZR Airboots fördern den Lymphfluss und die Durchblutung deiner Muskulatur. Das hilft, Abfallprodukte der Energiegewinnung wie Laktat und CO₂, die schwere Beine verursachen und die Erholung behindern, schneller abzutransportieren. Gleichzeitig reduziert die Kompressionstherapie Schwellungen, Steifheit und Schmerzen.

So verkürzen RYZR Airboots deine Regenerationszeit nach Trainings und Verletzungen. Damit du sofort fitter bist und schneller wieder trainieren kannst.



Steuereinheit mit Display

Hochwertiger Reißverschluss



Emergency-Button

Austauschbarer Patch

Perfekter Sitz: 5 Kammern, 3 Größen

→ RYZR Airboots bestehen aus 5 überlappenden Kompressionskammern aus einzelnen, robusten Blasen – für eine gleichmäßige 360°-Massage von den Füßen bis zu den Oberschenkeln. Die drei verschiedenen Größen M, L und XL sorgen individuell für optimalen Sitz. Welche die richtige für dich ist, erfährst du in unserer Größentabelle.

Wo auch immer du willst: Kabellos mit Akku-Power satt

→ Dank kompaktem Design, vier Akkus für jeweils 2,5 Stunden Höchstleistung und der mitgelieferten Tragetasche kannst du deine professionelle RYZR Airboots Recovery-Session durchführen, wo du willst. Auch direkt nach dem Sport, um alle Vorteile der Kompressionstherapie ohne Zeitverlust zu nutzen.

Genau wie du willst: Individuelle Einstellung – individuell erholt

→ Bei deinen RYZR Airboots kannst du zwischen 5 unterschiedlichen Massageprogrammen wählen und neben der Behandlungsdauer auch die Druckstärke gefühlt stufenlos einstellen: in 5-mmHg-Schritten – und auch für einzelne Kammern. So kannst du deine Recovery-Session individuell für deine Bedürfnisse finetunen.

So hart wie du kannst: Tiefenwirkung dank bis zu 180-mmHg-Hochdruck

→ Je trainierter du bist, desto mehr Druck wirst du benötigen, um die gewünschte Kompressionswirkung zu erzielen. In der Medizin werden Werte bis 140 mmHg empfohlen – im Profisport wird dieser Wert allerdings unter physiologischer Aufsicht durchaus auch überschritten, um auch die Tiefenmuskulatur zu bearbeiten. Mit RYZR Airboots kein Problem.

Wofür du willst: Vielseitig einsetzbar

→ Die Durchblutungs- und Lymphdrainageförderung der RYZR Airboots kannst du vielseitig nutzen: nach dem Training für leichtere Beine und zur Vorbeugung von Muskelkater; vor dem Sport, um deine Leistungsbereitschaft anzuregen; nach Verletzungen oder bei Schmerzen, Verspannungen und Flüssigkeitsansammlungen, zur Unterstützung der Regeneration.

Materialzusammensetzung

Schuh: 420D Oxford-Gewebe Polyurethan (PU) mit TPU-Beschichtung, Steuerelement: ABS.

Zertifikate



Technische Hinweise

- Stromversorgung: Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Batteriekapazität: 2600 mAh
- Nennleistung: 25 W
- Nennspannung Gerät: 7,3 V-18,98 Wh
- Eingangsspannung: 5 V- 2 A
- Maximale Ladespannung: 8.4 V-
- Akkulaufzeit: bis zu 2 ½ Stunden
- max. Ladedauer: 5V2A Ladegerät ca. 2 ½ - 3 Stunden
- max. Ladedauer: ca. 2 Stunden
- Lautstärke: 55 db
- Massagestufen: 5 inkl. Deflate-Fuktion
- Druckbereich des Geräts: Einstellbar zwischen 40-180 mmHg
- Druckstufen: 30 einstellbare Druckstufen/5mmHg/Stufe
- Zeitintervall Timer: zwischen 15 und 60 Minuten / 5 Minuten-Intervall

Pflegehinweise

Die Oberfläche des RYZR Airboots kann mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Bitte achte darauf, dass keine Flüssigkeit in die Luftanschlüsse gelangen.

Lieferumfang

1x Paar RYZR Airboots, 2x Akkus inklusive Aufbewahrungstasche, 2x Ladekabel mit USB-C Anschluss, im Lieferumfang enthaltene Unterlagen: 1x Schnellstartanleitung, 1x Kontaktkarte für den Kundenservice, Achtung: Im Lieferumfang ist kein Netzteil enthalten!

Verpackt in einem Umkarton mit Magnetverschluss.

Als Zubehör erhältlich



Wiederaufladbar / 2600mAh

Produktverpackung



Produkt- & Transportdetails

Produkt Airboots								Transportverpackung			
	L x B x T in mm	Netto in kg	Brutto in g	Verpackung Maße in mm	EAN- Nummer	Artikel- nummer	UVP in €	Maße in mm	Gewicht in kg (inkl. Ware)	VE in St.	
M	940 x 380 x 140	3.3	5.3	450 x 280 x 190	4270004382884	A200227.6	449,00	470 x 420 x 610	22.0	4	
L	1020 x 380 x 150	3.5	5.5	450 x 280 x 190	4270004382891	A200227.7	449,00	470 x 420 x 610	22.8	4	
XL	1120 x 400 x 150	3.7	3,7	450 x 280 x 190	4262498830002	A200227.8	449,00	470 x 420 x 610	23.5	4	

Kontakt

RYZR AG

Markgrafenstraße 3,
33602 Bielefeld, Germany

Christian Müller

+49 163 37 37 337
c.mueller@ryzr.de

Dennis Mast

+49 173 77 89 539
d.mast@ryzr.de

Web & Social Media

Webseite

www.ryzr.de

Youtube

www.youtube.com/@ryzr_de

Instagram

www.instagram.com/ryzr.de

Online Shop

