



Hot therapy



Knead intensity



Shiatsu massage



Negative ion therapy



Air compression



Produktbeschreibung

Version lang / 80 Wörter

RYZR Podicure – Weil RYZR auf leistungsstarken Füßen stehen

Erleben Sie mit dem RYZR Podicure die ultimative Fußmassage. Dieses innovative Gerät bietet eine wohltuende Fußreflexzonenmassage, die den gesamten Körper positiv beeinflusst. Dank der drei Stufen für Massageintensität und Kompression können Sie die Massage individuell anpassen. Zusätzlich sorgen die Wärmefunktion und die negative Ionentherapie für noch mehr Entspannung. Der RYZR Podicure ist für Füße bis Schuhgröße 46 geeignet, der abnehmbare Bezug ist waschbar. Die einfache Steuerung per Touch ermöglicht eine bequeme Nutzung – sowohl mit den Händen als auch den Füßen und ideal für professionelle sowie private Tiefenmassagen.

Version kurz / 50 Wörter

RYZR Podicure – Weil RYZR auf leistungsstarken Füßen stehen

Erleben Sie mit dem RYZR Podicure eine umfassende Fußmassage. Dieses Gerät bietet eine Fußreflexzonenmassage, die den ganzen Körper entspannt. Es verfügt über drei Intensitäts- und Kompressionsstufen, Wärmefunktion und negative Ionentherapie. Geeignet für Schuhgrößen bis 46, mit abnehmbarem, waschbarem Bezug und einfacher Touch-Steuerung.

3 Intensitätsstufen der Massage

Zuschaltbare Wärme- und Ionentherapiefunktion

Steuerung einfach per Touch mit Händen und Füßen möglich



3 Stufen des Luftdrucks / der Kompression

Abnehmbarer, waschbarer Bezug

Entspannung von der Sohle bis zum Scheitel

Egal, ob du viel stehst oder dich intensiv bewegst: Deine Füße tragen einen großen Teil der Belastung. Mit RYZR Podicure gönnst du deinen Füßen nach intensiven Trainingseinheiten oder langen Tagen eine tiefenwirksame Shiatsu-Massage inklusive Kompressions- und Wärmetherapie. So kannst du von deinem Sofa aus deine Recovery auf gesunde Füße stellen. Die tiefe Behandlung konzentriert sich auf die Ferse und die Achillessehne und lindert Schmerzen durch Fersensporn und Plantarfasziitis.

Das Prinzip: Massage plus Wärme plus Kompression

→ Mit der Kombination von Triggerpunkt-Massage, Wärme und Kompression stimuliert das RYZR Podicure die Heilungsprozesse besonders in den beanspruchten Muskeln und Sehnen deiner Füße und Unterschenkel. Massage und Wärme fördern die Muskelentspannung und lindern Schmerzen; Wärme und Kompression verbessern die Durchblutung und beugen Entzündungen vor. Diese Kombination eignet sich besonders, um schneller wieder leistungsfähig zu sein oder andauernde Beschwerden wie z. B. einer Plantarfasziitis zu lindern.

So hart, wie du willst:

3 Knet- und 3 Luftkompressionsintensitäten

→ Mit dem RYZR Podicure kannst du deine Massage individuell an deine Bedürfnisse anpassen. Egal, ob du eine sanfte Entspannung oder eine kräftige Tiefenmassage benötigst – mit Kompression oder ohne. Das RYZR Podicure bearbeitet deine Füße so intensiv wie die du es brauchst, um die Muskelsteifheit aus deinen Füßen zu kneten und dein Muskelgewebe gezielt zu entspannen.

Auf deiner Temperatur:

Therapeutische Infrarot-Wärmefunktion

→ Mit konstanter Infrarot-Wärme von bis zu 50°C liefert der RYZR Podicure auch thermotherapeutische Tiefenwirkung. Sie ergänzt die Massage und Kompression, um Verspannungen noch effektiver zu lösen, dich schmerzfrei auf die Beine zu bringen und deine Recovery zu fördern. Wenn du die Wärme nicht brauchst oder sie dir unangenehm ist – zum Beispiel im Hochsommer – kannst du sie aber auch einfach ausstellen.

So unkompliziert, wie dich zurückzulehnen:

Einfach zu bedienen

→ Du kannst deine RYZR Podicure Massage-Parameter problemlos über die Knöpfe auf dem Gerät anpassen – auch mit den Füßen – und selbst bei stärkster Intensität eine komfortable Massage genießen.

Zertifikate



Produkt- & Transportdetails

Produkt

Größe	400 x 350 x 200 mm
Nettogewicht (ohne Verpackungsmaterial)	4.1 kg
Bruttogewicht (mit Verpackungsmaterial)	5.36 kg
Verpackungsgröße	465 x 285 x 400 mm
EAN-Nummer	4270004382808
Artikelnummer	A200206
UVP	149.00 €

Transportverpackung

Größe	590 x 480 x 420 mm
Gewicht (inkl. Ware)	ca. 12 kg
Verpackungseinheit (VE)	2 Stück

Technische Hinweise

- Netzspannung: Eingang AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Nennleistung: 40 W
- Massagestufen: 3 Massage-Intensitäten
- Kompressionsstufen: 3 Kompressions-Intensitäten
- Infrarot-Wärme-Stufen: 3 Infrarot-Wärme-Stufen bis 50°C
- Lautstärke: max. 55 dB
- Betriebsdauer Massage: 15 Minuten bis zur automatischen Abschaltung
- Netzstecker: Eurostecker
- Art der Stromversorgung: Netzbetrieben

Pflegehinweise

So frisch wie deine Wäsche: Waschmaschinenfeste Textilteile

Dank der praktischen Reißverschlüsse kannst du die Fußsäckchen des RYZR Podicure kinderleicht entfernen und waschen – auch in der Waschmaschine. So ist deine Fußmassage immer genauso hygienisch, wie du dich nach der Dusche fühlst.

Lieferumfang

1x RYZR Podicure verpackt in einem Umkarton mit Tragegriff, im Lieferumfang enthaltene Unterlagen: 1x Schnellstartanleitung, 1x Kontaktkarte für Kundenservice

Verpackt in einem Umkarton mit Tragegriff.

Produktverpackung



Kontakt

RYZR AG

Markgrafenstraße 3,
33602 Bielefeld, Germany

Christian Müller

+49 163 37 37 337
c.mueller@ryzr.de

Dennis Mast

+49 173 77 89 539
d.mast@ryzr.de

Web & Social Media

Webseite

www.ryzr.de

Youtube

www.youtube.com/@ryzr_de

Instagram

www.instagram.com/ryzr.de

Online Shop

